

Inmovilizador Cuello-Puño

INDICACIONES

El **Inmovilizador Cuello-Puño** es un producto sanitario que se emplea para la sujeción del cuello-puño para pacientes con fisuras y lesiones de poca importancia, en estados de recuperación. Presentación en dos tallas: adulto y pediátrico.

COMPOSICIÓN

Producto compuesto por material tricapa, interior de algodón, relleno de poliuretano y exterior de poliamida, con anilla de acetal.

MODO DE EMPLEO

- Sacar el inmovilizador del envoltorio y desplegarlo.
- Abrir el sistema velcro.
- Colocar la muñeca y ajustar la anilla de manera que se obtenga una firme sujeción de la muñeca.
- Colocar la parte superior del cabestrillo en el cuello y ajustar mediante el sistema velcro.



ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada. No utilizar el producto sobre piel lesionada. No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado. Un dispositivo holgado puede disminuir su eficacia terapéutica, uno demasiado ceñido puede influir negativamente en la circulación o tener un impacto negativo sobre la condición que se pretende tratar.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para una aplicación y ajuste fácil. Soporta la muñeca. Altura y longitud ajustable mediante el sistema velcro.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco. Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)
1000709	90	4
1000710	108	5.5

PRESENTACIÓN				
REFERENCIA	MODELO	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
1000709	PEDIATRICO	30 uds/caja	31x21x23.3	0.9
1000710	ADULTO	30 uds/caja	31x21x31	1.0

* TOLERANCIAS: Peso ± 0.2 Kg

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 2017/745).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

