

Inmovilizador Hombro TNT Blue

INDICACIONES

El **Inmovilizador de Hombro TNT Blue** es un producto sanitario que se emplea para la sujeción e inmovilización del brazo/hombro afectado por lesiones o fracturas.



COMPOSICIÓN

Producto compuesto por cabestrillo de poliéster, tiras de sujeción y apoya dedos de material tricapa en base a poliamida, espuma de poliuretano y poliéster, dispone de anillas de polipropileno.

MODO DE EMPLEO

- Colocar el codo en el cabestrillo y pase la correa del cuello por la parte posterior y sobre el hombro sano.
- Pase el extremo de la otra correa por el aro y abróchelo.
- Para colocar el cabestrillo de manera adecuada, la mano debe estar ligeramente elevada por encima del codo.
- Si lo desea, coloque el pulgar en la cinta para su apoyo.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para una aplicación y ajuste fácil. Soporta el antebrazo y la muñeca. Presenta una correa vertical ajustable con enganches, su función es distribuir el peso del brazo a través de la espalda y el hombro para una mayor comodidad. La cinta torácica limita el movimiento del hombro. Incorpora tira de soporte para el dedo pulgar. Incluye sistema velcro de cierre para ajustar la inclinación.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada. No utilizar el producto sobre piel lesionada. No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado. Un dispositivo holgado puede disminuir su eficacia terapéutica, al igual que uno demasiado ceñido puede influir negativamente en la circulación o tener un impacto negativo sobre la condición que se pretende tratar.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Para determinar el tamaño a seleccionar, medir la longitud del antebrazo desde el codo hasta los nudillos. La elección de la talla adecuada, así como la correcta colocación del producto en la zona a tratar son fundamentales para cumplir con eficacia la función del mismo, para su vida útil y para la seguridad en su uso.

REFERENCIA	MODELO	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)	L. Cinta (cm)	A. Cinta (cm)
1012715	XL	51	23	Tórax: 120 Cuello: 110	5
1012725	L	47	20	Tórax: 120 Cuello: 110	5
1012735	M	43	19	Tórax: 120 Cuello: 110	5
1012745	S	34	17	Tórax: 75 Cuello: 75	5
1012755	XS	28	16	Tórax: 75 Cuello: 75	5

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
1012715	20 uds/caja	31x21x31	1.44
1012725	20 uds/caja	31x21x31	1.34
1012735	20 uds/caja	31x21x31	1.24
1012745	20 uds/caja	31x21x23	0.97
1012755	20 uds/caja	31x21x23	0.93

* TOLERANCIAS: Peso \pm 10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

