

Gilet de Soutien Extra

Produit d'Infirmérie

INDICATIONS

Le **Gilet de Soutien Extra** est conçu pour offrir une sécurité maximale et un confort optimal aux patients.

Indiqué notamment pour les zones hospitalières où les patients sont constamment mis et sortis du lit ou du fauteuil roulant, mais également utilisé en gériatrie et en soins intensifs.

COMPOSITION

Corps du Gilet : 100 % Polyamide

Sangles de fixation : 100 % TNT

Polyester



MODE D'EMPLOI

- Après avoir choisi la taille appropriée, placez le gilet sur le patient, en veillant à ce que l'ouverture se trouve devant le gilet.
- Croiser le gilet sur le devant et faire passer la bande de droite dans la fente de gauche.
- Suivre la même procédure pour la partie arrière. Faire passer la bande droite dans la fente gauche.
- Nouer les bandes ensemble, à droite et à gauche, de façon à ce que le gilet soit bien ajusté au corps.
- Nouer les bandes au niveau du cou et assurez-vous que le gilet est bien positionné.
- Selon la façon dont les quatre bandes sont nouées, il existe trois types de fixation. Consulter les différentes techniques de fixation dans les images ci-jointes.



Cette technique consiste à fixer les bandes latéralement aux barres du lit. Le patient peut s'asseoir dans le lit tout en étant correctement fixé



Attacher deux des bandes aux parties supérieures du lit ou du fauteuil et les deux autres aux parties inférieures. Cette technique permet d'éviter que le patient ne glisse.



Cette technique offre une plus grande sécurité car deux des bandes sont attachées à la tête et les deux autres sur le côté. Empêche le patient d'adopter de mauvaises positions, notamment en position assise. Convient aux fauteuils roulants

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES
Quatre bandes	Polyvalence d'application, s'adapte à chaque patient	Confort pour les infirmiers(ères) et confort pour le patient
Entrelacé	Facile à appliquer, réglable	S'adapte à chaque patient
Bandes de sécurité au dos	Permet un ajustement supplémentaire au patient	Davantage de sécurité
Fabriqu� en tissu sp�cial	Permet la circulation de l'air	Frais et confortable
Bandes	Extra longues pour atteindre le cadre du lit	Flexibilit� dans l'application
Surpiq�res suppl�mentaires sur les bandes	Produit solide, durabilit�	Assure la fonction du produit
Bandes 100 % Polyester	Produit solide, durabilit�	Produit fiable et durable
Terminaison de bande libre	R�glable	Flexibilit� dans l'application et s�curit� accrue

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entra ner une infection crois e.
 Ne pas utiliser le produit sur une peau bless e.
 Ne pas utiliser le produit s'il est contamin , sale ou manifestement endommag .

STOCKAGE ET DUR E D'UTILISATION

Ne pas exposer   la lumi re du soleil. Le garder au sec.
 Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNIT  DE PRODUIT

R�F�RENCE	MOD�LE	L (cm)	H (cm)	L BANDE (cm)
1015500	MOYEN	46.5	45	170
1015510	GRAND	61	54	170

PR SENTATION

R�F�RENCE	UNIT�S BO�TE	DIMENSIONS BO�TE (cm)	POIDS BO�TE (kg)*
1015500	10 unit�s/bo�te	31x21x30	2.2
1015510	10 unit�s/bo�te	31x21x30	2.7

TOL RANCE DE POIDS ± 10 %

CONFORME   :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement europ en et du Conseil et R glement (UE) 2017/745 du Parlement europ en et du Conseil.
- Classe I, non st rile (conform ment   l'annexe IX de la Directive 93/42 et   l'Annexe VIII du R glement 745/2017).
- Entreprise certifi e ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits M dicaux n  3689-PS.