

Chaleco de Sujeción Extra

Producto de Enfermería

INDICACIONES

El **Chaleco de Sujeción Extra** está diseñado para proporcionar la máxima seguridad y comodidad del paciente.

Indicado especialmente para áreas de hospitales donde los pacientes son constantemente puestos y levantados de la cama o silla de ruedas, también usado en geriatría y cuidados intensivos.

COMPOSICIÓN

Cuerpo del Chaleco: Poliamida 100%
Tiras de sujeción: TNT Poliéster 100%



MODO DE EMPLEO

- Después de escoger la medida adecuada, colocar el chaleco al paciente, teniendo en cuenta que la apertura quede delante.
- Cruzar el chaleco por la parte delantera y pasar la cinta derecha a través de la ranura izquierda.
- Seguir el mismo procedimiento por la parte trasera. Pasar la cinta derecha a través de la ranura izquierda.
- Anudar las cintas entre ellas mismas, tanto las del lado derecho como las del lado izquierdo, de manera que el chaleco quede ajustado al cuerpo.
- Anudar las cintas que se encuentran a la altura del cuello y asegurarse del buen posicionamiento del chaleco.
- Dependiendo del modo de anudar las cuatro cintas, se obtendrán tres tipos de sujeción. Ver las distintas técnicas de sujeción en las imágenes adjuntas.



Esta técnica consiste en fijar las cintas lateralmente a las barras de la cama. Permite al paciente sentarse en la cama quedando bien sujeto



Sujetar dos de las cintas a las partes superiores de la cama o silla y las otras dos cintas a las partes inferiores. Esta técnica impide que el paciente se deslice.



Esta técnica ofrece una mayor seguridad ya que dos de las cintas se sujetan al cabezal y las otras dos al lateral. Evita que el paciente este en posiciones erróneas, sobre todo al sentarse. Indicada para silla de ruedas

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Cuatro cintas	Versatilidad en la aplicación, se adapta a cada paciente	Comodidad para las enfermeras y confort para el paciente
Entrelazado	Fácil de aplicar, ajustable	Se adapta a cada paciente
Cintas de seguridad en la espalda	Permite un ajuste adicional al paciente	Mayor seguridad
Fabricado con tejido especial	Permite la circulación del aire	Fresco y confortable
Cintas	Extra largas para alcanzar el bastidor de la cama	Flexibilidad en la aplicación
Cosido adicional en las cintas	Producto fuerte, durabilidad	Asegura la función del producto
Cintas 100% Poliéster	Producto fuerte, durabilidad	Producto fiable y duradero
Libre terminación de la cinta	Ajustable	Flexibilidad en la aplicación e incremento de la seguridad

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)	L CINTA (cm)
1015500	MEDIANO	46.5	45	170
1015510	GRANDE	61	54	170

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1015500	10 Uds./caja	31x21x30	2.2
1015510	10 Uds./caja	31x21x30	2.7

 TOLERANCIA DE PESO $\pm 10\%$
CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No. 3689-PS.

