

Protector Rodilla Mesa Parto

INDICACIONES

El **Protector Rodilla Mesa Parto** previene lesiones en la parte trasera de la piel de la rodilla en contacto en el estribo de la mesa obstétrica.

COMPOSICIÓN

Parte superior: viscosa - transpirable
 Parte inferior: Polipropileno – impermeable a fluidos.
 Relleno interior: Poliéster - Relleno sintético de alta densidad;
 Antialérgico y antimoho.
 Cintas: poliéster no tejido.



MODO DE EMPLEO

- Abra las correas del protector y coloque la pierna del paciente de manera que la parte posterior de la rodilla descansa en el centro de la articulación. Coloque el lado de la tela de viscosa hacia arriba.
- Lleve las correas sobre la pierna de la paciente y sujételas a las lengüetas de velcro.
- Descarte después de su uso.

CARACTERÍSTICAS

Proporcionar la máxima protección durante el procedimiento obstétrico.
 Material transpirable en contacto con la piel.
 Fibra de poliéster ligera, fresca y transpirable para la máxima comodidad del paciente.
 Muy fácil de ajustar mediante el sistema velcro.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
1040400	ESTANDAR	41	43

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1040400	12 uds/caja	55x40.5x27	2.2

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

