

Cinturón de Sujeción Perineal

Producto de Enfermería

INDICACIONES

El **Cinturón de Sujeción Perineal** está diseñado como alternativa al tradicional chaleco de sujeción para pacientes en silla de ruedas u otra silla geriátrica.

Dispositivo destinado exclusivamente al posicionamiento pélvico-abdominal. No aplicar en ninguna otra parte del cuerpo.

Indicado para mantener incorporado al paciente en la silla y prevenir posibles caídas o deslices.



COMPOSICIÓN

Capa interior-exterior: Poliamida 100%
Malla de Poliéster 100%

Relleno: Espuma de Poliuretano 100%
Cintas: Algodón 100%

MODO DE EMPLEO

- Colocar el cinturón perineal sobre la silla de ruedas, de manera que la parte posterior del cinturón que está dotada de cintas, quede encima del respaldo de la silla de ruedas.
- Sentar al paciente encima del dispositivo. Colocar la parte delantera del cinturón sobre el abdomen.
- Llevar las cintas hacia delante, pasarlas a través de las respectivas anillas laterales de retención y anudar mediante un nudo de seguridad.
- Cruzar las cintas a la parte posterior del respaldo de la silla y anudar.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Diseño en forma de V de las cintas	Permite estirar más desde la parte inferior y superior del producto que desde el centro	Conserva la forma sin necesidad de incómodas anillas
Cintas extrafuertes	Da fuerza al producto y durabilidad	Incrementa la seguridad
Fabricado con tejido especial	Permite la circulación del aire	Fresco y confortable
Relleno de foam	Incorpora un cojín fresco y transpirable	Confort para el paciente
Cintas	Extra largas para alcanzar la estructura donde anudar	Flexibilidad en la aplicación
Producto totalmente cosido	Da fuerza al producto, durabilidad y no incorpora partes móviles	Incrementa la seguridad
Diseño de anchura	Incorpora un soporte natural sin estrechar	Composición efectiva y confort para el paciente.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)	L CINTA (cm)
1070200	ESTÁNDAR	47	38	140

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1070200	12 Uds./caja	31x21x23	1.66

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

