

Faja Abdominal

Producto de Enfermería

INDICACIONES

Faja Abdominal es un producto sanitario que se emplea para la sujeción firme de la parte abdominal después de una intervención quirúrgica.

Se ha diseñado para una aplicación y ajuste fácil. Indicado para una sujeción abdominal tras una operación quirúrgica. Post operatorios.



COMPOSICIÓN

La faja está compuesta por una capa de poliamida color marfil, un relleno de espuma de poliuretano y una última capa de poliamida color blanco.

MODO DE EMPLEO

- Abrir la fijación velcro lateral.
- Colocar la faja en el abdomen del paciente y sujetar de forma firme cerrando la fijación velcro.

CARACTERÍSTICAS

Material transpirable que se puede lavar fácilmente. El relleno de espuma aporta mejor confort y frescor. Producto sin costuras interiores para mayor suavidad y evitar posibles rozaduras.

La longitud al diámetro de cada paciente es ajustable mediante la combinación del sistema velcro, permitiendo una sujeción efectiva y eficaz.

No se han descrito reacciones adversas al producto, no obstante, de producirse se recomienda consultar con el profesional sanitario.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Para determinar el tamaño, medir/estimar el diámetro abdominal del paciente.

La elección de la talla adecuada, así como la correcta colocación del producto en la zona a tratar son fundamentales para cumplir con eficacia la función del mismo, para su vida útil y para la seguridad en su uso.

Hay que recordar que una prenda holgada puede disminuir la eficacia terapéutica del producto y una demasiado ceñida puede influir negativamente en la circulación sanguínea o en otras enfermedades diferentes a las que pretendemos tratar.

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
1070305	PEQUEÑA	130	25
1070300	MEDIANA	130	30
1070310	GRANDE	150	30

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1070305	10 uds/caja	38x21x35	1.9
1070300	10 uds/caja	38x21x35	2.0
1070310	10 uds/caja	40x25x40	2.2

TOLERANCIA DE PESO $\pm 10\%$

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

