

DISPOMEDIC SCRUB DRY

Brosse Chirurgicale sèche

DESCRIPTION :

Brosse chirurgicale sèche avec possibilité d'incorporer un cure-ongle, adaptée au lavage des mains du personnel technique-de santé. Lavage des mains dans des zones à haut risque. Hygiène préopératoire du patient.

COMPOSITION :

BROSSE : Polyéthylène

ÉPONGE : 100 % mousse de polyuréthane

NETTOYEUR D'ONGLES* : copolymère ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Sans latex.

INSTRUCTIONS



L'objectif est de nettoyer les mains et les ongles des patients et du personnel de santé. Il faut l'utiliser de la façon suivante :

Retirer la brosse de l'emballage en utilisant l'ouverture facile située à une extrémité. Une fois que la brosse est sortie de son emballage, la prendre par la partie centrale et jeter l'emballage. Procéder au nettoyage des mains et des ongles, en imprégnant éventuellement l'éponge d'un antiseptique, qui n'est pas inclus dans ce produit. Utiliser le cure-ongle pour les zones difficiles à atteindre. Une fois utilisé, le jeter. Ne pas réutiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Brosse avec des poils reliés à une éponge douce. Conception anatomique pour un plus grand confort et une plus grande flexibilité pour l'utilisateur. Peut contenir un nettoyeur d'ongles pour aider à la fonction de nettoyage. Stérilisé par OE.

DIMENSION DU PRODUIT UNITAIRE :

80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm

PRÉSENTATION				
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITE/BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE** (kg)
0030200	DISPOMEDIC SCRUB DRY	100	38 x 21 x 35 Boîte avec ouverture latérale	1.9
0030200B	DISPOMEDIC SCRUB DRY *avec cure-ongle	100	38 x 21 x 35 Boîte avec ouverture latérale	2.0
0030200C	DISPOMEDIC SCRUB DRY	450	60 x 39.5 x 50.5 15 distributeurs de 30 unités.	10.4
0030200D	DISPOMEDIC SCRUB DRY *avec cure-ongle	450	60 x 39.5 x 50.5 15 distributeurs de 30 unités.	10.7

** TOLERANCES : Poids ± 0.5 Kg

CONFORME À :

ISO 9001:2015 Système de Gestion de la Qualité.

