

Colchón Antiescaras para Cama

Producto de Enfermería

INDICACIONES

El **Colchón Antiescaras para Cama** es un producto sanitario que se emplea para la prevención de escaras de los pacientes que han de permanecer largo tiempo en cama o mesa de quirófano.

Además, puede introducirse en una funda impermeable que evitará su deterioro por derrame de líquidos.



COMPOSICIÓN

El colchón está compuesto por algodón 100% ignífugo con un relleno de fibra de poliéster siliconada. La funda es de tejido impermeable 100% poliamida.

MODO DE EMPLEO

- Extraer el colchón de la bolsa y asirlo siempre por un lateral.
- Introducir el colchón en la correspondiente funda impermeable.
- Colocar el colchón en la correspondiente cama o mesa de operaciones.

CARACTERÍSTICAS

El relleno de fibra de poliéster siliconada permite una recuperación y reacción inmediata a cualquier presión aplicada, consiguiendo una óptima repartición del peso.

Su peso reducido hace muy manejable su uso y traslado.

El conjunto de fibras proporciona una ventilación constante, evitando la acumulación y absorción de humedad.

Este colchón puede llegar a soportar un peso de 120 Kg y la escala de protección es moderada.

El material de la funda transpirable incorpora micro poros los cuales dejan pasar libremente la temperatura ofreciendo a la vez una impermeabilidad absoluta.

Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. Después del lavado dejar secar en posición horizontal.



ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
5022105	COLCHÓN PUNTEADO	200	84
5022107	COLCHÓN TUBULAR	200	84
5022205	FUNDA IMPERMEABLE	200	84

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES BOLSA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
5022105	1 Uds./bolsa	76.5x62x46.5	7.3
5022107	1 Uds./bolsa	76.5x62x46.5	12.8
5022205	1 Uds./bolsa	-	-

 TOLERANCIA DE PESO $\pm 10\%$
CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

