

Cinturón para obstetricia - BELTY

Producto de Enfermería

INDICACIONES

El **Cinturón para obstetricia – BELTY** está indicado para fijar los transductores fetales durante los procedimientos de monitorización fetal (que registran la frecuencia cardiaca fetal (FCF) y la dinámica uterina (DU), previos o durante el parto.

CARACTERÍSTICAS

Cinturón elástico e impermeable, de un solo uso. Sistema de fijación en un extremo para su cierre con un velcro.



Cubre completamente la superficie de la mayoría de transductores existentes en el mercado evitando el deslizamiento de los mismos que pueden producir falsas alarmas.

Adaptable a todas las medidas necesarias de las pacientes. Apto para su uso en el agua.

Se puede recolocar el transductor o estirar más el cinturón gracias al tejido elástico y resistente. Pegar y despegar el cierre las veces que sea necesario.

COMPOSICIÓN

Cinturón: Tejido no tejido de Polipropileno blanco y elástico de poliuretano.

Cierre: Polietileno + Polipropileno

MODO DE EMPLEO

- Desplegar el cinturón.
- Colocar los cinturones debajo de la mujer. La cara del velcro que se despega tiene que estar visible para el profesional sanitario.
- Estirar el cinturón todo lo que se necesite para sujetar el transductor y fijar el cierre.
- Desechar después de su uso.

Si se necesita monitorizar en el agua, seguir los mismos pasos.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de una paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
1070400	CINTURÓN PARA OBSTETRICIA	80	10

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA DISPENSADORA	MEDIDAS CAJA DISPENSADORA (cm)	
1070400	50 uds/caja dispensadora	29x20x7,5	
	UNIDADES CAJA 4 cajas dispensadoras	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
	200 Unidades	31x21x31	1,9

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

