

Dispomedic mask KIDS Masque jetable pour enfants

Avec bande élastique, 3 couches.



CARACTÉRISTIQUES

Masque rectangulaire pour enfants, bleu, 3 couches, avec couche intérieure munie d'un filtre antibactérien, en tissu non tissé, sans particules, respirant. Avec des plis pour un meilleur ajustement anatomique.

Emballage individuel.

Type I, non stérile. Dimensions : 145 x 95 mm (±5 mm)

Il est doté d'une barrette nasale interne en matériau malléable adaptable et résistant d'environ 9,5 cm. Couche de confort interne qui n'irrite pas la peau.

Élastiques de fixation arrondis. Efficacité

de filtration bactérienne $\geq 95\%$

Résistance à la respiration $\leq 40,0$ Pa/cm²

Propreté microbienne ≤ 30 cfu/g

Conditionnement dans une boîte distributrice de 50 unités. Sans latex.

Conforme à la norme UNE-EN 14683:2019+AC.

MODE D'EMPLOI



1. Placer le masque avec la face colorée vers l'extérieur et le pince-nez vers le haut.



2. Tirer sur les élastiques et placez-les dans les deux oreilles.



3. Appuyer sur le pince-nez pour qu'il soit le plus ajusté possible, tirer et déplier le masque vers le bas pour couvrir complètement la bouche et le nez.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 3 ans.

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
9000110	2000 unités (50 unités/boîte distributrice 40 boîtes distributrices/boîte)	Boîte distributrice 17.5x10x10 Boîte 53x37x42	9.4

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 %

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen.
- Classe I, non stérile (selon l'Annexe IX de la Directive 93/42/CEE)
- UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Masques chirurgicaux. Exigences et méthodes d'essai.
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Importateur Dispositifs Médicaux N° : 3689-PS.