

## Immobilizzatore per spalla in TNT blu

### INDICAZIONI

L'**Immobilizzatore per spalla in TNT blu** è un dispositivo medico utilizzato per il sostegno e l'immobilizzazione di braccio/spalla con lesioni o fratture.



### COMPOSIZIONE

Prodotto composto da tutore in poliestere, cinghie di sostegno e supporto per le dita in materiale a tre strati a base di poliammide, schiuma poliuretanicca e poliestere, con anelli in polipropilene.

### MODALITÀ D'USO

- Posizionare il gomito nel tutore e passare la cinghia del collo sulla parte posteriore e sulla spalla sana.
- Infilare l'estremità dell'altra cinghia nell'anello e allacciarla.
- Per posizionare correttamente il tutore, la mano deve essere leggermente sollevata sopra il gomito.
- Se si desidera, posizionare il pollice sulla fascia per un sostegno.

### CARATTERISTICHE

Progettato per una facile applicazione e regolazione. Sostiene l'avambraccio e il polso. È dotato di una cinghia verticale regolabile con ganci, la sua funzione è quella di distribuire il peso del braccio sulla schiena e sulla spalla per un maggiore comfort. La fascia toracica limita il movimento della spalla. Incorpora una cinghia di sostegno per il pollice. Include un sistema di sostegno in velcro per regolare l'inclinazione.

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita. Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato. Un dispositivo largo può diminuire la sua efficacia terapeutica, così come un dispositivo troppo stretto può influenzare negativamente la circolazione o avere un impatto negativo sulla condizione che si intende trattare.

**CONSERVAZIONE E DURATA**

Mantenere al riparo dalla luce solare.  
Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

**MISURE UNITÀ DI PRODOTTO**

Per determinare la taglia da scegliere, misurare la lunghezza dell'avambraccio dal gomito alle nocche. La scelta delle giuste dimensioni, così come il corretto posizionamento del prodotto nell'area da trattare, sono essenziali per svolgere efficacemente la sua funzione, per la sua vita utile e per la sicurezza del suo utilizzo.

RIFERIMENTO	MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	L. Cinghia (cm)	A. Cinghia (cm)
1012915	XL	51	23	Torace: 120 Collo: 110	5
1012925	L	47	20	Torace: 120 Collo: 110	5
1012935	M	43	19	Torace: 120 Collo: 110	5
1012945	S	34	17	Torace: 75 Collo: 75	5
1012955	XS	28	16	Torace: 75 Collo: 75	5

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITA SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA* (kg)
1012915	20 unità/scatola	31x21x31	1,44
1012925	20 unità/scatola	31x21x31	1,34
1012935	20 unità/scatola	31x21x31	1,24
1012945	20 unità/scatola	31x21x23	0,97
1012955	20 unità/scatola	31x21x23	0,93

\*TOLLERANZE: Peso ± 10%

**CONFORME A:**

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

