

Immobilizzatore blu

INDICAZIONI

L'**Immobilizzatore blu** è un dispositivo medico utilizzato per il sostegno e l'immobilizzazione di braccio e spalla con lesioni o fratture.

È progettato per una facile applicazione e regolazione. Supporta l'avambraccio e il polso e incorpora una fascia di sostegno per il pollice. La fascia toracica limita il movimento della spalla.



COMPOSIZIONE

Tutore in cotone 100% blu, con cinghie di sostegno in velluto blu in schiuma poliuretanicca e chiusure in velcro. Gli anelli di sostegno sono realizzati in 100% nylon.

MODALITÀ D'USO

- Posizionare il gomito nel tutore e passare la cinghia del collo sulla parte posteriore e sulla spalla sana.
- Infilare l'estremità dell'altra cinghia nell'anello e allacciarla.
- Per posizionare correttamente il tutore, la mano deve essere leggermente sollevata sopra il gomito.
- Se si desidera, posizionare il pollice sulla fascia per un sostegno.

CARATTERISTICHE

Le lunghezze delle cinghie sono regolabili grazie alla combinazione del sistema in velcro. Il sistema di chiusura in velcro permette un fissaggio efficace ed efficiente.

I materiali utilizzati per la fabbricazione dei nostri prodotti sono ipoallergenici, e utilizziamo preferibilmente fibre naturali per le superfici a contatto con la pelle.

Non sono state descritte reazioni cutanee, tuttavia, se ce ne sono, si raccomanda di consultare il medico. Si raccomanda di controllare periodicamente che il sistema in velcro funzioni correttamente.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

Per determinare la taglia, misurare la lunghezza dell'avambraccio dal gomito alle nocche.

La scelta delle giuste dimensioni, così come il corretto posizionamento del prodotto nell'area da trattare, sono essenziali per svolgere efficacemente la sua funzione, per la sua vita utile e per la sicurezza del suo utilizzo.

Una tabella con le misure e i centimetri equivalenti è riportata sulla confezione per aiutare il professionista nella scelta della misura.

Bisogna ricordare che un indumento largo può ridurre l'efficacia terapeutica del prodotto e uno troppo stretto può avere un'influenza negativa sulla circolazione del sangue o su altre patologie diverse da quelle che intendiamo trattare.

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)	L CINGHIA (cm)	A CINGHIA (cm)
1012915B	EXTRA GRANDE	51	23	120 TORACE 110 COLLO	4 4
1012925B	GRANDE	47	23	120 TORACE 110 COLLO	4 4
1012935B	MEDIO	39	21	120 TORACE 110 COLLO	4 4
1012945B	PICCOLO	34	18	75 TORACE 75 COLLO	4 4
1012955B	EXTRA PICCOLO	28	16	75 TORACE 75 COLLO	4 4

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)
1012915B	20 unità/scatola	31x21x23	2,5
1012925B	20 unità/scatola	31x21x23	2,2
1012935B	20 unità/scatola	31x21x23	1,8
1012945B	20 unità/scatola	31x21x23	1,6
1012955B	20 unità/scatola	30x22x15	1,4

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

