

Supporto modellabile

INDICAZIONI

Il **Supporto modellabile** è indicato per immobilizzare i siti di puntura dei pazienti. Usato in rianimazione, pronto soccorso, terapia intensiva.

Prodotto adatto per l'immobilizzazione posturale transitoria degli arti durante la terapia endovenosa per evitare la rottura della flebo.

Dispositivo non adatto a pazienti agitati o aggressivi o a pazienti con traumi nella zona di applicazione dello stesso.



COMPOSIZIONE

Base del supporto: 100% alluminio

Rivestimento del supporto: Imbottitura in schiuma di poliuretano con una fodera in velluto avorio.

Cinghie: Velluto e TNT 100% poliestere

MODALITÀ D'USO

- Posizionare il supporto all'arto piegandolo fino a farlo aderire.
- Regolarlo facendo passare le cinghie intorno all'arto e fissandolo con la chiusura in velcro.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
Flessibile e leggero	Assicura una perfetta aderenza all'arto	Viene posizionato direttamente sull'avambraccio, rendendolo sicuro e confortevole per il paziente
Materiale traspirante	Non irritante per la pelle, antiallergico. Permette alla pelle di respirare, evita il riscaldamento, l'umidità, la macerazione e la compressione	Morbidezza e comfort per il paziente
Chiusura in velcro	Regolabile e sicuro	Regolazione flessibile. Immobilizzazione sicura
Lavabile	Può essere riutilizzato sullo stesso paziente, non può essere riutilizzato per un altro paziente. Se il prodotto non è contaminato da agenti infettivi, può essere pulito con acqua e sapone neutro	Elimina il rischio di contaminazione crociata
Pratico	Facile e veloce da applicare. La chiusura in velcro rende più facile metterlo toglierlo	Applicazione rapida da parte del personale infermieristico
Atraumatico	Bordi arrotondati	Non provoca danni o ferite

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.
 Non usare il prodotto sulla pelle ferita.
 Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.
 Non utilizzabile in risonanza magnetica in quanto l'alluminio potrebbe presentare tracce di altre materiali.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.
 Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)
1060100	EXTRA PICCOLO	10	4
1060120	PICCOLO	16	6
1060125	MEDIO	21	7
1060130	GRANDE	26	8

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1060100	30 unità/scatola	20x15x15	0,44
1060120	30 unità/scatola	20x15x15	0,913
1060125	30 unità/scatola	31x21x23	1,6
1060130	30 unità/scatola	31x21x23	2,25

TOLLERANZA DI PESO $\pm 10\%$

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

