

Cintura per sostegno perineale

INDICAZIONI

La **Cintura per sostegno perineale** è progettata come alternativa al tradizionale gilet di sostegno per pazienti su sedia a rotelle o altra sedia geriatrica.

Dispositivo progettato esclusivamente per il posizionamento pelvico-addominale. Non applicare su altre parti del corpo.

Indicato per mantenere il paziente sulla sedia e prevenire possibili cadute o scivolamenti.



COMPOSIZIONE

Strato interno-esterno: 100% poliammide 100% rete di poliestere

Imbottitura: Schiuma poliuretana al 100% Cinghie: 100% cotone ilene.

MODALITÀ D'USO

- Posizionare la cintura perineale sulla sedia a rotelle in modo che la parte posteriore della cintura, dotata di cinghie, sia sopra lo schienale della sedia a rotelle.
- Far sedere il paziente sul dispositivo. Posizionare la parte anteriore della cintura sull'addome.
- Portate le cinghie in avanti, inserirle nei rispettivi anelli di sostegno laterali e legarle con un nodo di sicurezza.
- Incrociare le cinghie sul retro dello schienale della sedia e annodare

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
Cinghie di forma a V	Permette di allungare ulteriormente dal basso e dall'alto del prodotto e dal centro	Mantiene la forma senza bisogno degli scomodi anelli
Cinghie extra resistenti	Prodotto resistente e duraturo	Aumenta la sicurezza
Realizzato con tessuto speciale	Traspirante	Fresco e confortevole
Imbottitura in schiuma	Incorpora un cuscino fresco e traspirante	Comfort per il paziente
Cinghie	Extra lunghe per raggiungere la struttura a cui annodarle	Applicazione flessibile
Prodotto completamente cucito	Prodotto resistente, durevole e privo di parti mobili	Aumenta la sicurezza
Modello ampio	Incorpora un sostegno naturale senza stringere	Composizione efficace e comfort del paziente.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.
Non usare il prodotto sulla pelle ferita.
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)	L CINGHIA (cm)
1070200	STANDARD	47	38	140

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1070200	12 unità/scatola	31x21x23	1,66

TOLLERANZA DI PESO $\pm 10\%$

CONFORME A:

- Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
- Classe I, non sterile (Allegato VIII del Regolamento 2017/745)
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivo medici n.:3689-PS

