

## Fascia addominale

### INDICAZIONI

**Fascia addominale** è un dispositivo medico utilizzato per il sostegno saldo della parte addominale dopo un intervento chirurgico.

È progettato per una facile applicazione e regolazione. Indicata per il sostegno addominale dopo un intervento chirurgico. Post-operatorio.



### COMPOSIZIONE

La fascia è composta da uno strato di poliammide color avorio, un'imbottitura in schiuma di poliuretano e uno strato finale di poliammide bianco.

### MODALITÀ D'USO

- Aprire la chiusura laterale in velcro.
- Posizionare la fascia sull'addome del paziente e fissarla saldamente chiudendo la chiusura in velcro.

### CARATTERISTICHE

Materiale traspirante che può essere facilmente lavato. L'imbottitura in schiuma fornisce un migliore comfort e freschezza. Prodotto senza cuciture interne per una maggiore morbidezza e per evitare possibili sfregamenti.

La lunghezza al diametro di ogni paziente è regolabile per mezzo della combinazione del sistema in velcro, che permette un fissaggio efficace ed efficiente.

Non sono state descritte reazioni avverse al prodotto, tuttavia, se si verificano, si raccomanda di consultare un medico.

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.

Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

### CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.

Scadenza: 5 anni.

**MISURE UNITÀ DI PRODOTTO**

Per determinare le dimensioni, misurare/stimare il diametro addominale del paziente.

La scelta delle giuste dimensioni, così come il corretto posizionamento del prodotto nell'area da trattare, sono essenziali per svolgere efficacemente la sua funzione, per la sua vita utile e per la sicurezza del suo utilizzo.

Bisogna ricordare che un indumento largo può ridurre l'efficacia terapeutica del prodotto e uno troppo stretto può avere un'influenza negativa sulla circolazione del sangue o su altre patologie diverse da quelle che intendiamo trattare.

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)
1070305	PICCOLO	130	25
1070300	MEDIO	130	30
1070310	GRANDE	150	30

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)
1070305	10 unità/scatola	38x21x35	1,9
1070300	10 unità/scatola	38x21x35	2,0
1070310	10 unità/scatola	40x25x40	2,2

TOLLERANZA DI PESO ±10%

**CONFORME A:**

- Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
- Classe I, non sterile (Allegato VIII del Regolamento 2017/745)
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivo medici n.:3689-PS

