

Protector Ocular

INDICACIONES

El **Protector Ocular** es un producto sanitario que se emplea como protector ocular pediátrico, indicado en fototerapia.

COMPOSICIÓN

Producto con material tricapa, interior de algodón, exterior de poliamida y con relleno de espuma de poliuretano.

MODO DE EMPLEO

- Colocar el Protector alrededor de los ojos del paciente y sujetar el Protector mediante el sistema velcro.
- Pasar la cinta de sujeción por encima de la cabeza y sujetar el Protector mediante el sistema velcro. Cortar la cinta sobrante, si es preciso.

CARACTERÍSTICAS

El producto es ajustable mediante el sistema velcro, la tira de goma elástica y el material de la capa exterior. El producto es transpirable, no irrita, antialérgico. El sistema de fijación velcro permite una sujeción efectiva y eficaz.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
No utilizar el producto sobre piel lesionada.
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
Caducidad: 5 años.



MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

Para escoger correctamente la talla se debe tener en cuenta el perímetro craneal y la superficie ocular a proteger:

REFERENCIA	MODELO	PERÍMETRO CRANEAL	SUPERFICIE OCULAR	TIRA SUPERIOR
1029050	EXTRAPEQUEÑO	25 – 30 cm	4 x 8 (cm)	25 cm
1029100	PEQUEÑO	30 – 35 cm	5 x 8 (cm)	29 cm
1029150	MEDIANO	32 – 37 cm	6 x 9 (cm)	35 cm

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
1029050	25 uds/caja	20x15x15	0.4
1029100	25 uds/caja	20x15x15	0.4
1029150	25 uds/caja	20x15x15	0.42

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

