

Support Malléable

Produit d'Infirmérie

INDICATIONS

Le **Support Malléable** est indiqué pour immobiliser les zones de ponction des patients. Utilisé en réanimation, aux urgences, en soins intensifs, etc.

Produit adapté pour la fixation posturale transitoire des membres pendant un traitement intraveineux afin d'éviter la rupture de la voie.

Ce dispositif ne convient pas aux patients agités ou agressifs ni aux patients présentant un traumatisme dans la zone à soutenir.

COMPOSITION

Base support : 100 % aluminium

Revêtement du support : Rembourrage intérieur en mousse de polyuréthane avec une couche en velours de couleur ivoire.

Sangles : Velours et 100 % TNT Polyester



MODE D'EMPLOI

- Placer le support sous le membre en le pliant jusqu'à ce qu'il s'adapte à ce dernier.
- L'ajuster en passant les sangles autour du membre et en le fixant à l'aide de la fermeture velcro.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES
Flexible et léger	Assure un ajustement parfait au membre	Il est placé directement sur l'avant-bras, ce qui le rend sûr et confortable pour le patient
Matériau respirant	Non-irritant pour la peau, antiallergique. Permet à la peau de respirer, supprime la surchauffe, l'humidité, la macération et évite la compression	Douceur et confort pour le patient
Fermeture avec velcro	Réglable et sécurisé	Flexibilité dans le réglage. Sécurité de la fixation
Lavable	Peut être réutilisé pour le même patient, ne peut être réutilisé pour un autre patient. Si le produit n'est pas contaminé par des agents infectieux, il peut être nettoyé à l'eau et au savon neutre	Élimine le risque de contamination croisée
Pratique	Facile et rapide à installer. La fermeture velcro facilite la mise en place et le retrait du support	Économie de temps pour le personnel infirmier
Atraumatique	Bords arrondis	Ne cause pas de dommages et n'inflige pas de blessures

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.
 Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.
 Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.
 Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	MODÈLE	L (cm)	H (cm)
1060100	EXTRA PETIT	10	4
1060120	PETIT	16	6
1060125	MOYEN	21	7
1060130	GRAND	26	8

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
1060100	30 unités/boîte	20x15x15	0.44
1060120	30 unités/boîte	20x15x15	0.913
1060125	30 unités/boîte	31x21x23	1.6
1060130	30 unités/boîte	31x21x23	2.25

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 %

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

