

Cinturón de Sujeción Abdominal

Producto de Enfermería

INDICACIONES

El **Cinturón de Sujeción Abdominal** está diseñado como alternativa al tradicional chaleco de sujeción para pacientes en cama, silla de ruedas u otra silla geriátrica.

Dispositivo destinado exclusivamente al posicionamiento abdominal. No aplicar en ninguna otra parte del cuerpo.

Indicado para mantener incorporado al paciente en la silla y prevenir posibles caídas o deslices.



COMPOSICIÓN

Capa interior-exterior: Poliamida 100%
 Relleno: Espuma de Poliuretano 100%
 Cintas: Algodón 100%

MODO DE EMPLEO

- Colocar el cinturón sobre la parte abdominal del paciente. El modelo grande incorpora un sistema velcro que permite sujetar el cinturón abdominal en la zona lumbar del paciente.
- Cruzar las tiras sobre la zona lumbar.
- Llevar las tiras hasta la parte abdominal, pasarlas por las respectivas anillas laterales y realizar un nudo de seguridad. Devolver las cintas a la parte trasera.
- Anudar a la parte posterior de la silla o a la estructura de la cama.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	BENEFICIOS
Diseño en forma de V de las cintas	Permite estirar más desde la parte inferior y superior del producto que desde el centro	Conserva la forma sin necesidad de incómodas anillas
Cintas extrafuertes	Da fuerza al producto y durabilidad	Incrementa la seguridad
Fabricado con tejido especial	Material transpirable que se puede lavar fácilmente.	Fresco y cómodo
Relleno de foam	Incorpora un cojín fresco y transpirable	Confort para el paciente
Cintas	Extra largas para alcanzar la estructura donde anudar	Flexibilidad en la aplicación
Producto totalmente cosido	Da fuerza al producto, durabilidad y no incorpora partes móviles	Incrementa la seguridad
Diseño de anchura	Incorpora un soporte natural sin estrechar	Composición efectiva y confort para el paciente.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)	L CINTA (cm)
1070100	MEDIANO	70	17	147
1070150	GRANDE	115	17	167

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1070100	12 Uds./caja	31x21x23	1.35
1070150	12 Uds./caja	31x21x23	1.82

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

