

Ceinture de Soutien Périnéal

Produit d'Infirmierie

INDICATIONS

La **Ceinture de Soutien Périnéal** est conçue comme une alternative au gilet de soutien traditionnel pour les patients en fauteuil roulant ou autres fauteuils gériatriques.

Dispositif conçu exclusivement pour le positionnement abdomino-pelvien. Ne pas appliquer sur d'autres parties du corps.

Indiqué pour maintenir le patient assis dans le fauteuil et prévenir d'éventuelles chutes ou glissades.



COMPOSITION

Couche interne-externe : 100 %
Polyamide Maille 100 % Polyester

Remboufrage : 100 % mousse de polyuréthane
Bandes : 100 % coton

MODE D'EMPLOI

- Placer la ceinture périnéale sur le fauteuil roulant de manière à ce que la partie arrière de la ceinture, qui est équipée de bandes, se trouve au-dessus du dossier du fauteuil roulant.
- Asseyez le patient sur le dispositif. Placer la partie avant de la ceinture sur l'abdomen.
- Amener les sangles vers l'avant, les passer dans les boucles de maintien latérales respectives et faire un nœud de sécurité.
- Croiser les bandes à l'arrière du dossier de la chaise et faire un nœud.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES
Conception en forme de V des bandes	Permet d'étirer davantage à partir du bas et du haut du produit que du centre	Conserve sa forme sans besoin d'anneaux gênants
Bandes extra fortes	Confère au produit force et durabilité	Augmente la sécurité
Fabriqué en tissu spécial	Permet la circulation de l'air	Frais et confortable
Remboufrage en mousse	Incorpore un coussin frais et respirant	Confort pour le patient
Bandes	Extra longues pour atteindre la structure de nouage	Flexibilité dans l'application
Produit entièrement cousu	Fournit de la force au produit, assure sa durabilité et n'incorpore pas de pièces mobiles	Augmente la sécurité
Conception large	Incorpore un soutien naturel sans contraindre	Composition efficace et confort du patient.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.
 Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.
 Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.
 Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	MODÈLE	L (cm)	H (cm)	L BANDE (cm)
1070200	STANDARD	47	38	140

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
1070200	12 unités/boîte	31x21x23	1.66

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 %

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

