

# Gaine Abdominale

*Produit d'Infirmierie*

## INDICATIONS

La **Gaine Abdominale** est un dispositif médical utilisé pour le soutien ferme de la partie abdominale après une intervention chirurgicale.

Elle est conçue pour une application et un réglage faciles. Indiquée pour le soutien abdominal après une chirurgie. Post-opératoire.



## COMPOSITION

La gaine est composée d'une couche de polyamide de couleur ivoire, d'un rembourrage en mousse de polyuréthane et d'une dernière couche de polyamide blanc.

## MODE D'EMPLOI

- Ouvrir la fixation velcro latérale.
- Placer la gaine sur l'abdomen du patient et la fixer fermement en fermant la fixation velcro.

## CARACTÉRISTIQUES

Matériau respirant qui peut être facilement lavé. Le rembourrage en mousse assure un confort optimal et une plus grande fraîcheur. Produit sans coutures intérieures pour plus de douceur et pour éviter d'éventuels frottements.

La longueur est ajustable au diamètre de chaque patient grâce au système velcro, permettant une fixation effective et efficace.

Aucun effet indésirable du produit n'a été décrit, cependant, s'il se produit, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé.

## AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

## STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.

**DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT**

Pour déterminer la taille, mesurer/estimer le diamètre abdominal du patient.

Le choix de la bonne taille, ainsi que la mise en place correcte du produit dans la zone à traiter sont essentiels pour remplir efficacement sa fonction, pour sa durée de vie utile et pour la sécurité de son utilisation.

Il convient de rappeler qu'un vêtement trop large peut réduire l'efficacité thérapeutique du produit et qu'un vêtement trop serré peut avoir une influence négative sur la circulation sanguine ou sur d'autres maladies que celles à traiter.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	L (cm)	A (cm)
1070305	PETITE	130	25
1070300	MOYENNE	130	30
1070310	GRANDE	150	30

**PRÉSENTATION**

RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)
1070305	10 unités/boîte	38x21x35	1.9
1070300	10 unités/boîte	38x21x35	2.0
1070310	10 unités/boîte	40x25x40	2.2

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 %

**CONFORME À :**

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

