

Protecteur Coude-Talon

INDICATIONS

Le **Protecteur Coude-Talon** est un dispositif médical utilisé pour prévenir les escarres chez les patients qui doivent rester alités ou dans un fauteuil pendant une longue période. Il peut également être utilisé pour soutenir le pansement.



COMPOSITION

Produit en polyester au niveau de la couche extérieure et intérieure, ainsi que du rembourrage. Les sangles de fixation sont en polyamide.

MODE D'EMPLOI

- Déplier le protecteur coude-talon.
- Placer le protecteur à la base du coude ou du talon de façon à ce que son point de pression coïncide avec le renfort intérieur.
- Ajuster la ou les bandes à l'aide de la fermeture velcro.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES	BÉNÉFICES
Conception anatomique	Assure un ajustement parfait au niveau du coude et du talon. Empêche le protecteur de tourner ou de se déplacer.	Il est placé directement sous le point de pression du coude/talon, ce qui le rend très confortable pour le patient. Il permet de réduire les coûts d'utilisation et d'inventaire.
Coussin à trois couches	Possède une petite élévation pour le point de pression du coude/talon.	Douceur et confort pour le patient.
Fermeture avec système velcro	Réglable. Sûr.	Flexibilité dans le réglage. Sécurité dans la fixation.
Utilisation individuelle	Thérapie individualisée.	Élimine le risque de contamination croisée.
Bande large	Ajustement de la protection au patient, en évitant la rotation.	Doux et léger. Confort et sécurité.
Utilisabilité	Facile à appliquer, peu d'entretien.	Gain de temps pour le personnel infirmier et soignant.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUE
1080210	Zone de renfort interne au niveau du coude ou du talon
1080210B	Extension avec bande pour une double fixation et zone de protection maximale.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.
 Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.
 Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.
 Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	MODÈLE	Longueur	Largeur	Longueur - Bande	Largeur - Bande	Surface Renfort
1080200	Standard	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm	-
1080210	Renforcé	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm	18 x 15 cm
1080210B	Double serrage	21 cm	27 cm	28 cm	5 cm	18 x 15 cm

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)
1080200	36 unités/boîte	31 x 21 x 31	1.2
1080210		31 x 21 x 31	1.43
1080210B		38 x 21 x 35	1.75

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.

