

DISPOMEDIC P SCRUB

BROSSE CHIRURGICALE IMPRÉGNÉE de povidone iodée pour le lavage et l'antisepsie de la peau

DESCRIPTION :

Brosse/Éponge avec **povidone iodée 7.5 %** indiquée pour le lavage et l'antisepsie des mains du personnel technique-de santé. À usage unique, lavage antiseptique pour une peau saine. Lavage des mains dans des zones à haut risque..

COMPOSITION :

BROSSE : Polyéthylène

ÉPONGE : 100 % mousse de polyuréthane

ANTISEPTIQUE : Povidone Iodée à 7,5 %, Excipients q.s.p. 100 % (env. 20 ml)

NETTOYEUR D'ONGLES* : copolymère ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Sans latex.



INSTRUCTIONS :

Laver vos mains avec de l'eau, retirer la brosse de l'emballage en utilisant l'ouverture facile située à une extrémité. Appliquer l'antiseptique pendant 3 à 5 minutes en frottant avec la brosse et l'éponge, en insistant sur les zones interdigitales et les ongles. Utiliser le nettoyeur d'ongles*, puis rincer et sécher avec des serviettes jetables ou à l'air chaud.

CARACTÉRISTIQUES :

Brosse avec des poils reliés à une éponge douce. Conception anatomique pour un plus grand confort et une plus grande flexibilité pour l'utilisateur. Peut contenir un nettoyeur d'ongles pour aider à la fonction de nettoyage.

DIMENSION DU PRODUIT UNITAIRE :

80 x 50 x 37 mm ± 2.5 mm

PRÉSENTATION				
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉ/BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE** (kg)
0030210	DISPOMEDIC P SCRUB	100	38 x 21 x 35 Boîte avec ouverture latérale	3.5
0030210B	DISPOMEDIC P SCRUB *avec cure-ongle	100	38 x 21 x 35 Boîte avec ouverture latérale	3.5
0030210C	DISPOMEDIC P SCRUB	450	60 x 39.5 x 50.5 15 distributeurs de 30 unités.	18
0030210D	DISPOMEDIC P SCRUB *avec cure-ongle	450	60 x 39.5 x 50.5 15 distributeurs de 30 unités.	18

** TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

CONFORME À :

Règlement (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation et l'utilisation des produits biocides.

EN ISO 12791:2005 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Désinfection chirurgicale des mains. Exigences et méthodes d'essai (phase 2/étape 2).

UNE-EN 13624:2014 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou lévuricide en médecine. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1).

UNE-EN 1650:2008 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou lévuricide des antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés dans le domaine alimentaire, industriel, domestique et institutionnel. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1).

UNE-EN 1499:1997 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Lavage hygiénique des mains. Méthode d'essai et exigences (phase 2/étape 2).

UNE-EN 13727:2012+A1 Antiseptiques et désinfectants chimiques. Test quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide dans le domaine médical. Méthode d'essai et exigences (phase 2, étape 1).

ISO 9001 Entreprise certifiée.

N° REG. AEMPS : 872-DES