

# Dispoglove protect

## Manoplas jabonosas de un solo uso con protección interior

**Dispoglove protect** es una manopla jabonosa con protección interior que le confiere impermeabilidad al usuario, ayudando a evitar contaminaciones.

Manopla higiénica, especialmente indicada para uso sanitario y asistencial, desechable y reciclable, lista para liberar todas sus propiedades en el momento que entra en contacto con el agua. Con un jabón que ayuda a mantener la barrera protectora de la piel y proporciona asimismo un agradable y fresco aroma.

Diseñada ergonómicamente para evitar que se salga de la mano en el momento de su utilización.

El producto está especialmente destinado al cuidado y limpieza de la piel, principalmente, en personas que requieren especial atención.



**Medida de la unidad**

25x17 cm ± 5%

**Información de producto**

Manopla	Material	Gramaje
Capa anterior con jabón	Fibra sintética de poliéster. Libre de látex.	100g/m <sup>2</sup> ±5%
Capas interiores	Polietileno 100%	-
Capa posterior	Fibra sintética de poliéster. Libre de látex.	50g/m <sup>2</sup> ±5%

JABÓN: Gel dermatológico de pH 5.5 ±0,5. Apto para niños.

<b>Ingredientes</b>	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide Dea, Cocamidopropyl Betaine, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Parfum, C.I. 61570, Linalool.
---------------------	---

Cada manopla contiene 2-3g de jabón antes de su secado.

Calidad microbiológica controlada.

Gel formulado especialmente con alta presencia de ingredientes emolientes para la protección de la piel, que pueden reducir la formación de espuma durante el uso, sin disminuir la capacidad de limpieza de la piel.

**Modo de Empleo**



El jabón de la manopla **Dispoglove protect** se activa con unas pocas gotas de agua. **NO SUMERGIR.**

- Frotar suavemente y enjabonar la piel.
- Aclarar con agua y secar bien la piel después del baño.



**Advertencias y Recomendaciones**

Mantener fuera del alcance de los niños

No ingerir. Evite el contacto con los ojos.

Usar recipientes debidamente higienizados para cada baño de paciente.

Para mayor comodidad del paciente utilice agua templada.

Desechar después de su uso

**Almacenamiento y vida útil**

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar.

Caducidad: 5 años.

**PRESENTACIÓN**

REFERENCIA	UNIDADES PAQUETE	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
0000300	20 Uds.	800 Uds. 40 PACKS	60x40x34	7.35

\* TOLERANCIAS: Peso  $\pm$  0.5 Kg

Código de barras envase individual: EAN13 8427835100347

**Cumple con:**

- Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos según la norma ISO 22716.
- Reglamento (CE) núm. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los Productos Cosméticos.
- Testado bajo control pediátrico.
- Testado bajo control dermatológico.
- Testado bajo control ginecológico.
- Empresa certificada ISO 22716 e ISO 9001.

