

Gilet di sostegno normale

INDICAZIONI

Il **Gilet di sostegno normale** è progettato per fornire la massima sicurezza e comodità al paziente.

Indicato soprattutto per le aree ospedaliere dove i pazienti vengono costantemente spostati dal letto o dalla sedia a rotelle, utilizzato anche in geriatria e in terapia intensiva.



COMPOSIZIONE

Corpo del gilet: 100% poliammide.

Cinghie di sostegno: TNT 100% poliestere

MODALITÀ D'USO

- Dopo aver scelto la taglia appropriata, far indossare il gilet al paziente, assicurandosi che l'apertura a "V" sia davanti.
- Incrociare il gilet sul davanti e inserire la cinghia di sinistra nella fessura di destra.
- Annodare le cinghie al collo e assicurarsi che il gilet sia ben posizionato.
- Posizionare il paziente nel letto o sulla sedia a rotelle e annodare le cinghie sui lati opposti.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	VANTAGGI	BENEFICI
Due cinghie	Versatilità di applicazione, si adatta ad ogni paziente	Convenienza per gli infermieri e comfort per il paziente
Allacciatura incrociata	Facile da applicare e regolabile	Si adatta ad ogni paziente
Cinghie di sicurezza sulla schiena	Permette un'ulteriore regolazione del paziente	Maggiore sicurezza
Realizzato con tessuto speciale	Traspirante	Fresco e confortevole
Cinghie	Extra lungo per raggiungere la struttura sottostante del letto	Applicazione flessibile
Cuciture aggiuntive sulle cinghie	Prodotto resistente e durevole	Assicura la funzione del prodotto
Cinghia 100% poliestere	Prodotto resistente e durevole	Prodotto affidabile e duraturo
Estremità della cinghia libera	Regolabile	Applicazione flessibile e maggiore sicurezza

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)	L CINGHIA (cm)
1015670	GRANDE (BLU)	56	50	135
1015660	MEDIO (VERDE)	47	48	156
1015650	PICCOLO (BIANCO)	41	48	150

PRESENTAZIONE

RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1015670	10 unità/scatola	31x21x30	2,7
1015660	10 unità/scatola	31x21x30	2,2
1015650	10 unità/scatola	31x21x30	1,7

TOLLERANZA DI PESO ±10%

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

