

# Funda Férula Braun

## Producto de Enfermería

### INDICACIONES

El recubrimiento **Funda Férula Braun** se utiliza para funcionar de almohadillada de la férula de braun para evitar que las prominencias óseas produzcan la aparición de una úlcera por presión.

### COMPOSICIÓN

Parte anterior: Malla de poliéster 100% y Velours.

Relleno interior: Guata sintética 100% Poliéster de gramaje superior; antialérgica y antimoho.

Parte posterior: Malla de poliéster 100% y Velours. Refuerzo lateral de espuma de poliuretano de alta densidad.



### MODO DE EMPLEO

- Sacar el producto del envoltorio.
- Desplegar el recubrimiento.
- Colocar el recubrimiento en la férula Braun ajustándolo mediante el sistema velcro.

### CARACTERÍSTICAS

Material transpirable que se puede lavar fácilmente. Tejido fresco y confortable.

Ayuda a mantener la postura idónea y evitar que las prominencias óseas produzcan la aparición de una úlcera por presión.

Muy fácil de ajustar. Un único punto de ajuste mediante el sistema velcro.

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

### ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

**MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO**

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
1040310	GRANDE	105	54
1040305	MEDIANO	95	54
1040300	PEQUEÑO	85	54

**PRESENTACIÓN**

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1040310	12 uds/caja	80x40x43	4.8
1040305	12 uds/caja	80x40x43	5.0
1040300	12 uds/caja	95x45x45	6.4

 TOLERANCIA DE PESO  $\pm 10\%$ 
**CUMPLE CON:**

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 22716:2007  
www.tuv.com  
ID 9105078921