

Portamonitor Telemetría

INDICACIONES

El **Portamonitor para telemetría** está indicado para el transporte de aparatos de monitorización. Es un sistema práctico y confortable. Medidas estándar.

COMPOSICIÓN

Tejido no tejido (TNT) Poliéster 100%.

MODO DE EMPLEO

- Introducir el aparato de telemetría en el bolsillo portamonitor.
- Colocar el portamonitor de modo más útil y confortable utilizando las cintas de fijación regulables con cierre velcro.



CARACTERÍSTICAS

Elaborado con un tejido especial extra reforzado que le da resistencia. Unas largas cintas permiten un perfecto ajuste de la bolsa portamonitor al cuerpo del paciente, fijándose mediante cierre velcro. De medidas estándar.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
No utilizar el producto sobre piel lesionada.
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	LONGITUD (cm)	ANCHO (cm)	LONGITUD CINTA (cm)
1070600	20	16	120

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1070600	25 uds/caja	21x15x15	0.71

TOLERANCIA: ± 0.3 kg

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.

