

Funda Férula Braun Confort

Producto de Enfermería

INDICACIONES

El recubrimiento **Funda Férula Braun Confort** se utiliza para funcionar de almohadillada de la férula de braun para evitar que las prominencias óseas produzcan la aparición de una úlcera por presión.

COMPOSICIÓN

Parte anterior: Velours 100%.

Relleno interior: Espuma de poliuretano de alta densidad.

Parte posterior central: Malla transpirable de poliamida 100%;
Refuerzo central de espuma de poliuretano de alta densidad.

Parte posterior lateral: Algodón 100%.



MODO DE EMPLEO

- Sacar el producto del envoltorio.
- Desplegar el recubrimiento.
- Colocar el recubrimiento en la férula Braun ajustándolo mediante el sistema velcro.

CARACTERÍSTICAS

Material transpirable que se puede lavar fácilmente. Tejido fresco y confortable.

Ayuda a mantener la postura idónea y evitar que las prominencias óseas produzcan la aparición de una úlcera por presión.

Muy fácil de ajustar. Un único punto de ajuste mediante el sistema velcro.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
1000311	GREANDE	105	54
1000321	MEDIANO	95	54
1000301	PEQUEÑO	85	54

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1000311	12 uds/caja	76.5x62x46.5	7.7
1000321	12 uds/caja	76.5x62x46.5	7.7
1000301	12 uds/caja	76.5x62x46.5	6.6

 TOLERANCIA DE PESO $\pm 10\%$
CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 22716:2007
www.tuv.com
ID 9105078921