

# Housse Attelle Braun

## Produit d'Infirmierie

### INDICATIONS

La couverture **Housse Attelle Braun** est utilisée pour amortir l'attelle de Braun afin d'éviter que les proéminences osseuses ne provoquent l'apparition d'une escarre à cause de la pression.

### COMPOSITION

Partie antérieure : Maille 100 % polyester et velours.

Rembouillage intérieur : Ouate synthétique 100 % Polyester de grammage supérieur ; antiallergique et anti-moisissure.

Partie arrière : Maille 100 % polyester et velours. Renfort latéral de la mousse de polyuréthane haute densité.

### MODE D'EMPLOI

- Retirer le produit de son emballage.
- Déplier la couverture.
- Placer le recouvrement sur l'attelle Braun en l'ajustant à l'aide du système velcro.

### CARACTÉRISTIQUES

Matériau respirant qui peut être facilement lavé. Tissu frais et confortable.

Il permet de maintenir une posture idéale et d'éviter que les proéminences osseuses ne produisent l'apparition d'une escarre en raison de la pression.

Très facile à ajuster. Un seul point de réglage grâce au système velcro.

### AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

### STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.

Expiration : 5 ans.



**DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT**

RÉFÉRENCE	MODÈLE	L (cm)	H (cm)
1040300	PETIT	85	54
1040305	MOYEN	95	54
1040310	GRAND	105	54

**PRÉSENTATION**

RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
1040300	12 unités/boîte	80x40x43	4.8
1040305	12 unités/boîte	80x40x43	5.0
1040310	12 unités/boîte	95x45x45	6.4

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 %

**CONFORME À :**

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.


 Sistema de Gestión  
 ISO 9001:2015  
 ISO 22716:2007

 www.tuv.com  
 ID 3105078921