

# Support Sonde-Cathéter

## Produit d'Infirmierie

### INDICATIONS

Le **Support Sonde-Cathéter** est indiqué pour une fixation pratique et efficace des sondes et cathéters aux membres.

### COMPOSITION

Tissu non tissé 100 % Polyester  
 Velcro 100 % Polyamide  
 Élastique 100 % polyamide



### MODE D'EMPLOI

- Fermer le velcro de fixation.
- Placer la sonde et fermer le velcro « clé ».

### CARACTÉRISTIQUES

Conçu avec une longue bande réglable et un tissu élastique pour éviter l'effet hémostatique. Fabriqué avec un tissu spécial extra-souple qui, combiné à un système d'ajustement velcro, permet une fixation en sécurité des cathéters ou des sondes et empêche leur déplacement. Matériau respirant. Lavable à 40/60 °C.

### AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.  
 Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée.  
 Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

### STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec.  
 Expiration : 5 ans.

### DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	MODÈLE	L (cm)	H (cm)
1070570	STANDARD	62	5

PRÉSENTATION			
RÉFÉRENCE	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE (kg)*
1070570	30 unités/boîte	20x15x15	0.52

TOLÉRANCE : POIDS  $\pm 10\%$

### CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil et Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil.
- Classe I, non stérile (conformément à l'Annexe IX de la Directive 93/42 et à l'Annexe VIII du Règlement 745/2017).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Fonctionnement Fabricant Produits Médicaux n° : 3689-PS.



Sistema de Gestión  
ISO 9001:2015  
ISO 22716:2007  
www.tuv.com  
ID 9105678921