

Soporte Sonda-Catéter

Producto de Enfermería

INDICACIONES

El **Soporte Sonda-Catéter** está indicado para una práctica y eficaz fijación de las sondas y catéteres a las extremidades.

COMPOSICIÓN

Tejido no Tejido Poliéster 100%
 Velcro Poliamida 100%
 Goma elástica Poliamida 100%

MODO DE EMPLEO

- Cerrar el velcro de sujeción.
- Colocar la sonda y cerrar el velcro "llave"



CARACTERÍSTICAS

Diseñado con una larga banda ajustable y un tejido elástico para evitar el efecto hemostático. Elaborado con un tejido especial extra suave que combinado con un sistema de ajuste velcro proporciona una fijación segura a las sondas o catéteres y evita el desplazamiento de los mismos. Material transpirable. Lavable a 40º/60ºC.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.
 No utilizar el producto sobre piel lesionada.
 No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.
 Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	MODELO	L (cm)	A (cm)
1070570	ESTÁNDAR	62	5

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
1070570	30 Uds./caja	20x15x15	0.52

TOLERANCIA: PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 745/2017).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS.



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 22716:2007
www.tuv.com
ID 91050/78921