

Disposin glove

Gants non réutilisables sans savon

Disposin glove est un gant ergonomique conçu pour ne pas glisser de la main lors de son utilisation et qui est très confortable à porter.

Gant hygiénique, spécialement indiquée pour l'usage sanitaire et d'assistance, jetable et recyclable. Il présente la particularité de pouvoir intégrer le savon ou la crème la plus adaptée.

Le produit est spécialement conçu pour le soin et le nettoyage de la peau, notamment pour les personnes qui ont besoin d'une attention particulière.

Différentes versions selon les besoins de l'utilisateur.



Informations du produit

GANT : Fibre synthétique de polyester. Sans latex. GANT DE

PROTECT : Doublure intérieure en polyéthylène.

Dimensions de l'unité

25x17 cm ±5 %

Référence	Produit	Description	Grammage (par couche)
0000303	DISPOSIN GLOVE PLUS	Épaisseur maximale du gant	100 g/m ² ±5 %
0000304	DISPOSIN GLOVE WASH PROTECT	Gant avec protection intérieure	50 g/m ² ±5 %
0000305C	DISPOSIN GLOVE WASH	Gant basique	50 g/m ² ±5 %

Mode d'emploi

- Si vous devez nettoyer la peau, humidifiez le gant **DISPOSIN GLOVE** et ajoutez le savon.
- Frotter doucement et savonner la peau.
- Rincer à l'eau, si nécessaire.
- Si vous devez appliquer une crème, incorporez la crème choisie dans le gant **DISPOSIN GLOVE**.
- Frotter sur la peau.
- Rincer à l'eau, si nécessaire.



Avertissements et Recommandations

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Usage externe.

Utiliser des récipients correctement désinfectés pour chaque bain des patients. Utiliser de l'eau tiède pour le confort du patient.

Jeter après usage.

Stockage et durée d'utilisation

Conserver dans un endroit frais et sec. Protéger de la lumière du soleil.

Expiration : 5 ans.

PRÉSENTATION

RÉFÉRENCE	UNITÉS PAQUET	UNITÉS BOÎTE	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE* (kg)
0000303	20 unités	600 unités 30 PAQUETS	60x40x33	5.3
0000304	50 unités	2000 unités 40 PAQUETS	60x40x40	13.5
0000305C	50 unités	2000 unités 40 PAQUETS	60x40x40	9.5

* TOLÉRANCES : Poids \pm 0.5 Kg

Code-barres emballage individuel :

Référence	EAN 13
0000303	8427835100484
0000304	8427835100491
0000305	8427835100507

Conforme à :

- Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques selon la norme ISO 22716.
- Entreprise certifiée ISO 22716 et ISO 9001

