

# Llave de 3 vías

## Con alargadera

### INDICACIONES

**Llave de 3 vías con alargadera** es un producto sanitario esterilizado con óxido de etileno y de fácil visualización para poder ser identificado sin necesidad de apertura.

Tres vías de paso con dos conexiones luer-lock hembra y una macho. Con alargaderas de distintos tamaños y tapón protector.

El producto es apto para lípidos, citostáticos, antisépticos y otros medicamentos de alto poder cáustico



### COMPOSICIÓN

Cuerpo de policarbonato totalmente transparente. Alargadera de tubo PVC DEHP FREE Ø 2.6x3.9 mm (8400022 Ø 3.0x4.1 mm). Exento de látex y apirógeno

### MODO DE EMPLEO

Uso recomendado para la infusión y administración intermitente de medicamentos por vía intravenosa.

- Retirar los tapones protectores y conectar la llave de 3 vías a los terminales.
- Hacer que el líquido fluya y se desplace el aire del tubo.
- Conectar el conector de la alargadera con el terminal correspondiente.

### CARACTERÍSTICAS

Esterilizado con gas óxido de etileno, conforme ISO 11135.

Compatible con sangre y hemoderivados.

Resistencia a la presión hidrostática: 3-5 bares.

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Un solo uso.

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

### ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

**MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO**

REFERENCIA	LONGITUD ALARGADERA (cm)
8400021	10
8400022	15
8400023	25
8400024	50
8400025	100

Envasado en blíster unitario con descripción de producto

**PRESENTACIÓN**

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
8400021	200 Uds.	39x39x28	2.49
8400022	200 Uds.	39x39x28	2.58
8400023	200 Uds.	39x39x28	2.69
8400024	200 Uds.	39x39x28	3.10
8400025	200 Uds.	39x39x28	3.97

 \* TOLERANCIAS: Peso  $\pm$  0.5 Kg

**CUMPLE CON:**

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase IIA, estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 2017/745).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Distribuidor No.: 3689-PS.

