

Llave de 3 vías

Con alargadera

INDICACIONES

Llave de 3 vías con alargadera es un producto sanitario esterilizado con óxido de etileno y de fácil visualización para poder ser identificado sin necesidad de apertura.

Tres vías de paso con dos conexiones luer-lock hembra y una macho. Con alargaderas de distintos tamaños y tapón protector.

El producto es apto para lípidos, citostáticos, antisépticos y otros medicamentos de alto poder cáustico



COMPOSICIÓN

Cuerpo de policarbonato totalmente transparente. Alargadera de tubo PVC DEHP FREE Ø 2.6x3.9 mm (8400022 Ø 3.0x4.1 mm). Exento de látex y apirógeno

MODO DE EMPLEO

Uso recomendado para la infusión y administración intermitente de medicamentos por vía intravenosa.

- Retirar los tapones protectores y conectar la llave de 3 vías a los terminales.
- Hacer que el líquido fluya y se desplace el aire del tubo.
- Conectar el conector de la alargadera con el terminal correspondiente.

CARACTERÍSTICAS

Esterilizado con gas óxido de etileno, conforme ISO 11135.

Compatible con sangre y hemoderivados.

Resistencia a la presión hidrostática: 3-5 bares.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

Un solo uso.

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 5 años.

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO

REFERENCIA	LONGITUD ALARGADERA (cm)
8400021	10
8400022	15
8400023	25
8400024	50
8400025	100

Envasado en blíster unitario con descripción de producto

PRESENTACIÓN			
REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA* (kg)
8400021	200 Uds.	39x39x28	2.49
8400022	200 Uds.	39x39x28	2.58
8400023	200 Uds.	39x39x28	2.69
8400024	200 Uds.	39x39x28	3.10
8400025	200 Uds.	39x39x28	3.97

* TOLERANCIAS: Peso $\pm$ 0.5 Kg

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Clase IIA, estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 2017/745).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Distribuidor No.: 3689-PS.

