

Seringues Dispomedic

Seringue 3 corps luer / luer-lock

INDICATIONS :

La **Seringue 3 corps luer / luer-lock** est un dispositif médical stérilisé à l'oxyde d'éthylène, à usage unique et apyrogène. Seringue 3 pièces : corps, piston et joint d'étanchéité. Son but est d'aspirer et d'introduire des liquides. Ne convient pas pour les hautes pressions ou les médicaments cytostatiques.



COMPOSITION

Le corps de la seringue et le piston sont fabriqués en polypropylène atoxique et apyrogène. Le joint d'étanchéité à double bague coulissante est conçu en caoutchouc synthétique. Tous les matériaux sont exempts de latex et de PVC.

CARACTÉRISTIQUES

CORPS :

- Cône luer de précision pour assurer une connexion sécurisée de l'aiguille.
- Cône luer-lock de précision pour une connexion sécurisée des connecteurs et des robinets.
- La position idéale du cône excentrique assure un plus grand confort d'utilisation lors de l'injection et du retrait de fluides et de liquides corporels.
- Le cylindre transparent permet un dosage plus facile et plus précis, ainsi que l'observation et l'élimination des bulles d'air.
- Une échelle claire et précise pour un dosage exact et facile. Toutes les seringues disposent d'une lecture supplémentaire.

PISTON

- Lubrifiant modifié qui permet une avance du piston plus douce et plus régulière, tant pour le prélèvement que pour l'administration de médicaments.
- Conception anatomique du piston pour une manipulation facile de la seringue.
- Anneau de sécurité qui empêche le piston de glisser accidentellement hors du corps de la seringue.
- Joint d'étanchéité pour une plus grande précision.

AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS

À usage unique.

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée.

Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé.

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec. Protéger de l'humidité et des sources de chaleur. Ne pas stocker avec des solvants organiques ou des produits chimiques.

Expiration : 5 ans.

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE PRODUIT

Conditionnement sous blister unitaire avec description du produit

PRÉSENTATION					
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS BOÎTE	VOLUME (ml)	DIMENSIONS BOÎTE (cm)	POIDS BOÎTE* (kg)
8500003	Seringue 3 corps Cône Luer concentrique	3000 unités (30 distributeurs)	2 + 0.5 ml	61x49x39	13.12
8500005	Seringue 3 corps Cône Luer concentrique	2400 unités (24 distributeurs)	5 + 1 ml	61x49x39	14.41
8500010	Seringue 3 corps Cône Luer excentrique	1600 unités (16 distributeurs)	10 + 2 ml	61x49x39	15.54
8500020	Seringue 3 corps Cône Luer excentrique	800 unités (16 distributeurs)	20 + 2 ml	62x47x34	13.39
8500050	Seringue 3 corps Cône Luer excentrique	400 unités (16 distributeurs)	50 + 10 ml	61x49x39	15.05
8500051	Seringue 3 corps Cône cathéter (alimentation)	400 unités (16 distributeurs)	50 + 10 ml	61x49x39	15.80
8500100	Seringue 3 corps Cône cathéter avec adaptateur	100 unités (4 distributeurs)	100 ml	56x33x32	6.48
8501002	Seringue 3 corps Cône Luer Lock	3000 unités (30 distributeurs)	2 + 0.5 ml	61x49x39	13.49
8501005	Seringue 3 corps Cône Luer Lock	2400 unités (24 distributeurs)	5 + 1 ml	61x49x39	14.76
8501010	Seringue 3 corps Cône Luer Lock	1600 unités (16 distributeurs)	10 + 2 ml	61x49x39	15.52
8501020	Seringue 3 corps Cône Luer Lock	800 unités (16 distributeurs)	20 + 2 ml	62x47x34	13.58
8501050	Seringue 3 corps Cône Luer Lock	400 unités (4 distributeurs)	50 + 10 ml	61x49x39	15.14

* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

CONFORME À :

- Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil.
- Classe IIA, stérile (selon l'Annexe IX de la Directive 93/42).
- Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
- Licence de Distributeur N° : 3689-PS.



JIANGSU KANGHUA MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD.

Importé et distribué par :

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1 Pol. Ind. La Plana · 43424 Sarral - Tarragona - Espagne · T.+34 977 890 598

www.cvmedica.com

Rév.00 13/04/2021

PAGE 2 / 2