

Dispomedic mask KIDS

Mascarilla desechable infantil

Con goma elástica, 3 capas.



CARACTERÍSTICAS

Mascarilla infantil rectangular, azul, de 3 capas, con capa interior con filtro antibacteriano, de tejido sin tejer que no desprende partículas, transpirable. Con pliegues para un mejor ajuste anatómico.

Envasado individual.

Tipo I, no estéril. Medidas: 145 x 95 mm (±5 mm)

Presenta tira de ajuste nasal interna de material moldeable adaptable y resistente de 9,5 cm aprox.

Capa interna de confort, que no irrita la piel.

Gomas de sujeción redondeadas.

Eficacia filtración bacteriana ≥95%

Resistencia a la respiración ≤40,0 Pa/cm²

Limpieza microbiana ≤ 30 ufc/g

Envasada en caja dispensadora de 50 unidades.

Libre de látex.

Cumplimiento de la norma UNE-EN 14683:2019+AC.

MODO DE EMPLEO



1. Colocar la mascarilla con la parte de color hacia afuera y la pinza nasal hacia arriba.



2. Tirar de las gomas elásticas y colocarlas en ambas orejas.



3. Presionar la pinza nasal para que quede lo más ajustada posible, tire y despliegue hacia abajo la mascarilla para cubrir completamente boca y nariz.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

No utilizar el producto sobre piel lesionada.

No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco.

Caducidad: 3 años.

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)*
9000110	2000 unidades (50 uds/caja dispensadora 40 cajas dispensadoras/ caja)	Caja dispensadora 17.5x10x10 Caja 53x37x42	9.4

TOLERANCIA DE PESO ±10%

CUMPLE CON:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo.
- Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42/CEE)
- UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo.
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.
- Licencia de Funcionamiento de importador Productos Sanitarios No.: 3689-PS.