

CATALOGUE DE PRODUITS

cvmédica®



2023
2024

Indice



HYGIÈNE

Page 5

Éponges savonneuses fibre	6
Éponges savonneuses mousse	8
Éponge en mousse sans savon	9
Gants savonneux	10
Gants humides	12
Lingettes humides	13
Liquides d'hygiène corporelle	14

ANTISEPSIE

Page 15

Brosses chirurgicales à base de chlorhexidine	16
Liquides antiseptiques à base de chlorhexidine	17
Éponges pour lavage antiseptique	18
Brosses et supports	19
Gants pour lavage antiseptique pour la peau, sans eau	20



SOINS INFIRMIER

Page 21

Immobilisateurs de membres	22
Immobilisateur de la main et pédiatrique	23
Immobilisateurs et attelles	24
Protection et Anti-escarres	27
Coussins anti-escarres	28
Protecteur oculaire et couvertures	29
Supports	30
Suspensoirs	30

PRODUITS SANITAIRES ET DE PROTECTION

Page 31

Gants	32
Masques	33
Visières de protection	34
Bavoirs	34
Seringues	35
Seringues 3 corps	35
Robinet 3 voies et matériel de perfusion	36
Incontinence et Urologie	37
Alèses jetables	37
Medical Sheet	37
Urinomètre et Poches de rechange	38
Couverture non stérile	39
Tenues à usage unique	40
Accessoires	42
Calots	42
Calots PLUS	43
Kits patient	45
Produits réutilisables, Disposan-tech	46
Uniformes réutilisables	48

ANNEXE PRODUITS, RÉFÉRENCES, LANGUES ET EMBALLAGES

Page 49

Consultez la disponibilité des produits



Fondée en 1991
Plus de **30 ans** à votre service.



Ample portefeuille de produits
Plus de **500 références** de produits.

CVmedica®

Nous sommes une entreprise espagnole spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériel sanitaire.

Nous proposons des solutions dans les domaines de l'hygiène, de l'antisepsie, des soins infirmiers, et des produits sanitaires et de protection, destinées aux professionnels de la santé, aux entreprises et aux utilisateurs.

Notre parcours a démarré avec la fabrication d'éponges savonneuses et une ligne de produits d'infirmerie, nous développant jusqu'à proposer plus de 500 références qui nous ont permis de nous positionner dans le domaine hospitalier et gériatrique dans plus de 60 pays du monde.



Fabrication
Plus de **8 000 m2** avec **des lignes de fabrication** hautement automatisées.



Exportation
Dans plus de **60 pays** depuis 1993.



Équipe
Diversifiés, pluriels et préparés avec plus de 14 nationalités.



Stock
Plus de **5 000m²** distribués en **deux entrepôts**.



Politiques de l'entreprise



Satisfaction

Satisfaire les travailleurs et les utilisateurs des produits en améliorant leur qualité et leur sécurité.



Engagement

Renforcer et perpétuer les relations avec les parties prenantes concernées pour le développement de **CV Médica**.



Qualité

Se conformer strictement à toutes les exigences légales et réglementaires relatives à **CV Médica** en tant qu'entreprise et à ses produits.



Amélioration continue

Veiller à ce que tous les employés participent à l'amélioration de la productivité, la compétitivité, la qualité, la prévention, la gestion des actifs et le respect de l'environnement.



Fiabilité

Assurer la confiance de nos clients en satisfaisant leurs besoins de manière rapide et flexible.



Égalité

Notre entreprise est fermement engagée en faveur du bien-être de ses employés. C'est pourquoi elle encourage des mesures telles que des plans d'égalité et de formation qui favorisent un accès égalitaire aux opportunités, ainsi qu'un environnement de travail approprié.



Certifications de qualité



ISO 9001: 2015

Systèmes de management de la qualité.

ISO 13485: 2016

Dispositifs médicaux. Systèmes de management de la qualité.

ISO 22716: 2008

Produits cosmétiques. Bonnes pratiques de fabrication.

Symbologie



Pour un usage



Convient aux bébés



EHPAD



Sport



Mobilité réduite



Hôpital



Voyage



Usage industriel



Dermoprotecteur



Dermatologiquement testé



Arôme frais



FTALATOS

Sans ftalatos



LATEX

Sans latex



PVC

Sans PVC



ALOE VERA

Avec extrait d'aloë vera



BIODEGRADABLE

Biodégradable



100% cellulose

100% cellulose

(*) Disponible dans d'autres formats. Voir annexe de références.



Hygiène

Gamme complète de produits d'hygiène personnelle La formulation des produits de cette gamme respecte le pH neutre de la peau pour obtenir un résultat optimal.





Éponges

CV Médica fabrique deux types d'éponges : en fibre et en mousse, toutes deux imprégnées de savon sec au pH neutre de 5,5.

Éponges savonneuses fibre



NOUVEAU

Dispobaño BIO

Dimensions : 20x12cm



Réf.	Unités/Pack
200	10



NOUVEAU

Dispobaño Plus Aloe

Gramaje : 130g/m²

Dimensions : 20x12cm

Avec extrait d'aloë vera.



Réf.	Unités/Pack
112C	20



Dispobaño Aloe Vera

Grammage : 100g/m²

Dimensions : 20x12cm

Avec extrait d'aloë vera.



Réf.	Unités/Pack
104*	24

Mode d'emploi



Prendre une éponge et l'humidifier légèrement.



Appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que la mousse apparaisse.



Savonner et rincer ensuite à l'eau.

Il n'est pas recommandé de plonger l'éponge dans l'eau, car le savon se perd.



Dispobaño

Grammage : 100g/m²

Dimensions : 20x12cm

Réf.	Unités/Pack
100*	24



Dispobaño Plus

Grammage : 150g/m²

Dimensions : 20x12cm

Réf.	Unités/Pack
102*	20



Dispobaño Plus Compact

Grammage : 170g/m²

Dimensions : 20x12cm

Réf.	Unités/Pack
106D	10

* Voir annexe de références.



Éponges savonneuses mousse



Dispofoam

Densité : 15Kg/m³

Dimensions : 20x12x1cm

Réf.	Unités/Pack
5403*	20



Dispofoam Aloe Vera

Densité : 15Kg/m³

Dimensions : 20x12x1cm

Avec extrait d'**aloe vera** qui hydrate et adoucit la peau.

Réf.	Unités/Pack
5404*	20



Dispofoam One

Densité : 15Kg/m³

Dimensions : 13x8x2.5cm

Réf.	Unités/Pack
5412*	50



Dispofoam One Aloe Vera

Densité : 15Kg/m³

Dimensions : 13x8x2.5cm

Avec extrait d'**aloe vera** qui hydrate et adoucit la peau.

Réf.	Unités/Pack
5405*	50

Mode d'emploi



Prendre une éponge et l'humidifier légèrement.



Appuyer plusieurs fois jusqu'à ce que la mousse apparaisse.



Savonner et rincer ensuite à l'eau.

Il n'est pas recommandé de plonger l'éponge dans l'eau, car le savon se perd.



Dispofoam One Plus

Densité : 15Kg/m³

Dimensions : 13x10x2.5cm

Réf.	Unités/Pack
5408	50

Éponge en mousse sans savon



Disposin One Plus

Densité : 15Kg/m³

Dimensions : 13x10x2.5cm

Éponge sans savon.

Réf.	Unités/Pack
5409	50



Disposin One

Densité : 15Kg/m³

Dimensions : 13x8x2.5cm

Éponge sans savon.

Réf.	Unités/Pack
5410*	50

* Voir annexe de références



Gants savonneux

- Forme anatomique
- Taille unique de 25x17 cm
- Avec tissu non-tissé et fibre
- Imprégnés de savon sec pH neutre 5,5
- Résistants et doux pour la peau



Dispoglove Aloe Vera

Dos en fibre imprégnée de savon et face en tissu non-tissé.
Avec extrait d'Aloe Vera.

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
308	20	800



Dispoglove Protect

Dos en fibre imprégnée de savon, face en tissu non-tissé **avec intérieur imperméable.**

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
300	20	800



Dispoglove

Dos en fibre imprégnée de savon et face en tissu non-tissé.

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
301	20	800

Mode d'emploi



Humidifier légèrement.



Savonner et rincer ensuite à l'eau.

Il n'est pas recommandé de le plonger dans l'eau, car le savon se perd.



Disposin Glove Plus

- Dos et face en fibre
- Sans savon

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
303	20	600



Dispoglove Plus

- Dos en fibre imprégnée de savon et face en fibre

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
307	20	600



Dispoglove Wash

- Dos en tissu non-tissé imprégné de savon et face en tissu non-tissé

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
309	50	2000



Mode d'emploi



Humidifier légèrement.



Savonner et rincer ensuite à l'eau.

Il n'est pas recommandé de le plonger dans l'eau, car le savon se perd.



Disposin Glove Wash

- Dos et face en tissu non-tissé
- Sans savon

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
305C	50	2000



NOUVEAU

Disposin Mitt

- Dos et face en tissu non-tissé
- Sans savon

Réf.	Uds./Pack	Uds./Caja
302	50	2500

Gants humides

Gants humides avec lotion non savonneuse.

- Tissu non-tissé
- Hygiène complète sans eau
- Prêts à l'emploi
- Moins de temps requis pour l'hygiène personnelle
- Sans paraben, latex et parfum
- Apte pour les peaux sensibles



Glowet

- Leur composition permet de les chauffer

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
408	8	288
412	12	288



Lingettes humides

- Prêtes à l'emploi
- Aptes pour les peaux sensibles



Dispowipe Aloe

- Lingettes humides avec lotion non savonneuse
- Prêtes à l'emploi
- Enrichies en Aloe Vera et extrait de camomille

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
605	8	800
601	42	1050
602	80	1600

NOUVEAU Dispowipe Aloe Bio

- Lingettes humides avec lotion non savonneuse
- Prêtes à l'emploi
- Enrichies en Aloe Vera et extrait de camomille

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
612	8	640
613	42	756
614	60	840



NOUVEAU Dispowipe Baby

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
610	54	1296



NOUVEAU Dispowipe Baby Bio

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
616	54	1296



NOUVEAU Dispowipe Facial

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
617	10	800



NOUVEAU Dispowipe Intimate

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
611	10	800



Liquides d'hygiène corporelle

Cosmétiques pour une hygiène corporelle complète. Trois produits pour nettoyer, hydrater et parfumer les peaux les plus délicates.



Dispobaño Gel-Shampooing 2 en 1

Gel de bain et douche pour l'hygiène quotidienne.

À souligner :

- Pour tous types de peaux
- Convient aux cheveux
- Contient un agent hydratant et des agents humectants
- Sans parfums ni colorants

Réf.	Taille	Unités/Boîte
700C	1000ml avec pompe doseuse	12



Dispobaño Lait corporel avec Aloe Vera

Lait corporel qui adoucit, nourrit et hydrate intensément la peau.

À souligner :

- Agents émoullissants et hydratants, tels que l'extrait d'aloë vera
- Convient aux peaux sensibles et délicates

Réf.	Taille	Unités/Boîte
702C	1000ml avec pompe doseuse	12



Dispobaño Eau de cologne

Eau de cologne pour l'hygiène personnelle quotidienne.

À souligner :

- Faible teneur en alcool
- Convient aux peaux sensibles et délicates

Réf.	Taille	Unités/Boîte
701C	1000ml	12



Antiseptie

Produits permettant de désinfecter correctement les mains et la peau des professionnels de la santé, des patients et des résidents.



Produits à base de chlorhexidine

Brosses chirurgicales



Disposcrub C

Dimensions :

80x50x37 mm. + 2.5 mm.

Ingrédient actif :

Avec du digluconate de chlorhexidine à 4%.

Réf.	Unités/Boîte
30230*	100

Disponible avec/sans cure-ongles.



Dispomedic Scrub C Plus

Dimensions :

80x50x37 mm. + 2.5 mm.

Ingrédient actif :

Avec du digluconate de chlorhexidine à 0.8%.

Réf.	Unités/Boîte
30220*	100

Disponible avec/sans cure-ongles.

Liquides antiseptiques

Produits permettant de désinfecter correctement les mains et la peau des professionnels de la santé, des patients et des résidents.



Dispochlorhex 4 Soap Scrub

Fonction :

Désinfection de la peau saine.
Bactéricide et levuricide/fongicide.

Ingrédient actif :

Digluconate de chlorhexidine 4 %.

Réf.	Contenu
40400*	500ml* avec pompe doseuse



Dispomedic Soap 0,8%

Fonction :

Désinfection de la peau saine.
Bactéricide et levuricide/fongicide.

Ingrédient actif :

Avec du digluconate de chlorhexidine à 0,8 %.

Réf.	Contenu
40080*	500ml avec pompe doseuse



Dispoiod 10%

Fonction :

Fongicide et bactéricide/levuricide.

Ingrédient actif :

Solución 10% Povidona yodada.

Réf.	Contenu	Unités/Boîte
DPY0050	50ml	96
DPY0125	125ml	12
DPY0500	500ml	12
DPY1000	1000ml	8



Dispomedic solución jabonosa 7,5%

Fonction :

Fongicide et bactéricide/levuricide.

Ingrédient actif :

Savon 7.5 % Povidone iodée.


Réf.	Contenu	Unités/Boîte
DPM0500	500ml avec pompe doseuse	12
DPM1000	1000ml avec pompe doseuse	8

* Voir annexe de références



Éponges pour lavage antiseptique

Produit pour le lavage antiseptique de la peau.



Disposcrub Sponge C

Dimensions :

100x100x25 mm.

Ingrédient actif :

Savon digluconate de chlorhexidine à 4%.

Réf.	Unités/Boîte
30330*	120



Dispomedic Sponge C Plus

Dimensions :

100x100x25 mm.

Ingrédient actif :

20 ml de savon de digluconate de chlorhexidine 0,8%.

Réf.	Unités/Boîte
30320	120

Brosses et supports

Brosse pour le nettoyage des mains et des ongles du personnel technico-sanitaire.



Dispomedic Scrub Dry

■ Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Dimensions :
80x50x37 mm.

Réf.	Unités/Boîte
30200*	100



Dispomedic P Scrub

Dimensions :
80x50x37 mm.

Ingrédient actif :
20 ml de savon d'iodopovidone 7.5 %.

Réf.	Unités/Boîte
30210*	100



Supports métalliques

- Support métallique pour brosses ou distributeur de brosses
- Fabrication en acier inoxydable AISI 304
- Facile à nettoyer et adapté aux blocs opératoires

Réf.	Support pour	Dimensions	Unités/Boîte
30007	Boîte distributrice 30 unités	13x13x16 cm.	1
30009	Brosses 15 unités	17,4x13x60 cm.	1

* Voir annexe de références

Gants pour lavage antiseptique pour la peau, sans eau



Glowet dispoclorh

Gant avec chlorhexidine aqueuse à 2 % incolore.

Utilisation :

- Aide à réduire les bactéries à l'origine des infections cutanées
- Recommandé pour le bain préopératoire et l'hygiène des patients alités ou à mobilité réduite
- Taille unique de 25x17 cm
- Forme anatomique

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
40010	6	240
40011	8	288



Soins Infirmier

Des produits qui offrent les fonctionnalités nécessaires, avec une efficacité optimale pour le professionnel de la santé et un confort maximal pour l'utilisateur.





Immobilisation

Immobilisateurs de membres

Pour les patients agités qui risquent d'interrompre le traitement, de se blesser ou de compromettre l'intégrité de la zone concernée. Avec un design anatomique adaptable aux poignets et aux chevilles, l'immobilisateur inclut un système de fermeture pour l'ajuster au membre avec des sangles qui peuvent être attachées au lit.

Immobilisateur de membres avec trou

Matériau : Tissu non-tissé avec intérieur en mousse.

Couleur : Blanc.

À souligner :

- Fixation solide par le trou



Réf.	Unités/Boîte
1090303	80

Immobilisateur de membres à ouverture rapide

Matériau : Tissu non-tissé avec intérieur en mousse.

À souligner :

- Avec fermeture velcro pour une ouverture rapide



Réf.	Unités/Boîte
1090110	60

Immobilisateur de membres sécurité

Matériau : Tissu non-tissé avec intérieur en mousse.

À souligner :

- Avec fermeture velcro et anneau pour plus de sécurité



Réf.	Unités/Boîte
1090100	80

Immobilisateur de membres confort sécurité

Matériau : Intérieur en coton et extérieur en tissu matelassé.

À souligner :

- Fermeture velcro et anneau pour plus de sécurité



Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1000202	L	60
1000405	S	60

Immobilisateur de la main et pédiatrique



Immobilisateur avec protection des mains

Matériau : Maille respirante pour le dos de la main et tissu doux et rembourré pour la paume.

À souligner :

- Recommandé pour la chirurgie de la main et l'immobilisation du patient
- Permet de dégager les doigts et d'adopter la meilleure posture pour la main et son immobilisation

Réf.	Unités/Boîte
1090300	16



Immobilisateur de membres pédiatrique - néonatal

- Matériau rembourré, très doux pour la peau, avec fermeture velcro

Réf.	Unités/Boîte
1090150	120

Immobilisateur de coude pour enfants

Matériau : Extérieur en tissu non-tissé, intérieur avec dépresseur en bois.

À souligner :

- Confortable, léger et respirant
- Réglable avec fermetures velcro



Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1060310	M	24
1060300	S	24



Immobilisateurs et attelles

Immobilisateur de bras et épaule : fixe le bras et l'épaule avec une sangle thoracique réglable.

La grande taille de la pochette pour l'avant-bras soutient le poignet et comprend une sangle pour le pouce afin d'optimiser le confort. Peut être utilisé comme attelle.

Attelle : soutient le bras du patient, qu'il soit fracturé ou avec des blessures mineures en phase de récupération.



Immobilisateur épaule gris

Matériau : Matériau rembourré avec un support pour les doigts et des sangles réglables pour plus de confort.

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1000720	XL	10
1000721	L	10
1000722	M	10
1000723	S	10
1000724	XS	10



Immobilisateur d'épaule bleu

Matériau : Matériau non-tissé léger et respirant avec des sangles rembourrées pour plus de confort.

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1012915	XL	20
1012925	L	20
1012935	M	20
1012945	S	20
1012955	XS	20



Immobilisateur d'épaule maille

Matériau : Matériau respirant et sangles réglables en tissu non-tissé.

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1012825	L	10
1012835	M	10
1012845	S	10



Écharpe cou/poignet

Matériau : Fabriqué dans un matériau léger et respirant. Réglage avec système velcro.

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1000710	Adulte	30
1000709	Pédiatrie	30



Clavicule immobiliser

Maintient l'épaule dans une position correcte pour se récupérer d'une blessure à la clavicule.

Matériau : Sangles rembourrées sous les bras avec 4 points de réglage pour un plus grand confort.

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1000705	L	10
1000706	M	10
1000707	S	10
1000711	XS	10



Gaine abdominale

Soutien abdominal post-opératoire.

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1070310	L	10
1070300	M	10



Support malléable

Indiqué pour immobiliser et protéger les sites de ponction des patients.

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1060130	L	30
1060125	M	30
1060120	S	30
1060100	XS	30



Ceinture de soutien périnéal

Ceinture de soutien périnéal respirante pour un maintien parfait en fauteuil.

Réf.	Unités/Boîte
1070210	12
1070200	12



Gilet de soutien normal

Matériau léger, respirant et très résistant.

À souligner :

- Serrage efficace et sûr

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1015670	L	10
1015660	M	10
1015650	S	10



Ceinture de soutien abdominale

Ceinture abdominale en mousse pour le soutien au lit ou au fauteuil.

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1070150	L	12
1070100	M	12



Protection et Anti-escarres

Éléments de protection pour prévenir les escarres chez les patients qui doivent subir des périodes prolongées d'immobilisation ou à mobilité réduite.



Protecteur coude-talon confort

À souligner :

- Confort maximal grâce au rembourrage en mousse et à la doublure en coton

Réf.	Unités/Boîte
1000610	60



Protecteur talon-pied

À souligner :

- Protection complète du pied, protège le talon, avec matériau non-tissé et fibre
- Respirant

Réf.	Unités/Boîte
1080250	20



Protecteur coude-talon

À souligner :

- Son rembourrage en fibres de polyester répartit uniformément la pression, protégeant ainsi l'articulation

Réf.	Caractéristiques	Unités/Boîte
1080200	Standard	36
1080210	Renforcé	36



Protecteur coude-talon ouvert

À souligner :

- Le revêtement à faible résistance à la friction évite le déplacement du protecteur

Réf.	Dimensions	Unités/Boîte
1080290	Court	40
1080280	Long	20

Coussins anti-escarres



Coussin anti-escarres surpiqué

Le coussin anti-escarres est utilisé pour prévenir les escarres chez les patients qui doivent rester longtemps dans un fauteuil.

À souligner :

■ Fabriqué en coton et en fibre siliconée. Confortable et respirant

Réf.	Dimensions	Unités/Sac
5020100	48x48cm	1



Coussin anti-escarres

Coussin recouvert de fibres synthétiques douces pour prévenir les escarres chez les patients qui doivent rester assis pendant de longues périodes.

Disponibles en différentes formes pour s'adapter aux besoins du patient ou au type de fauteuil.

À souligner :

■ Fabriqué en coton et en fibre siliconée. Confortable et respirant

Réf.	Caractéristiques / dimensions	Unités/Sac
5010001	Fer à cheval (44x44 cm)	1
5010003	Anneau (Ø 49 cm)	1

Protecteur oculaire et couvertures



Protecteur oculaire

Protection oculaire pour photothérapie afin de prévenir d'éventuelles blessures chez les patients pédiatriques et les nouveau-nés.

À souligner :

- Adaptable au tour de tête et à la hauteur de la tête

Réf.	Tailles / tour de tête	Unités/Boîte
1029150	M 32-37cm	25
1029100	S 30-35cm	25
1029050	XS 25-30cm	25



Protecteur oculaire avec fixation arrière

Protection oculaire pour photothérapie afin de prévenir d'éventuelles blessures chez les patients pédiatriques et les nouveau-nés, avec fixation arrière.

À souligner :

- Adaptable au tour de tête et à la hauteur de la tête

Réf.	Tailles / tour de tête	Unités/Boîte
1029220	L 35-41cm	25
1029200	M 36-40cm	25
1029250	S 28-35cm	25



Housse Attelle Braun

Housse confortable et respirante pour amortir l'attelle de Braun.

À souligner :

- Intérieur en fibre

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1040350	XL 122x68 cm	12
1040310	L 105x54 cm	12
1040305	M 95x54cm	12
1000321	M 95x54 cm	12
1040300	S 85x54 cm	12



Couverture de table chirurgicale

À souligner :

- Respirant, confortable et absorbe les fluides

Réf.	Tailles	Unités/Boîte
1040920	L	10
1040910	M	10
1040900	S	30

Supports

Des fixations pour répondre aux besoins de manière efficace et fonctionnelle.



Support sonde-cathéter

Ce support est indiqué pour la fixation pratique et efficace des cathéters et des sondes aux extrémités.

À souligner :

- Pratique et facile à utiliser

Réf.	Unités/Boîte
1070570	30



Porte-moniteur de télémétrie

Convient pour le transport des appareils de télémétrie et des moniteurs. Système pratique et confortable.

À souligner :

- Mesures standard

Réf.	Unités/Boîte
1070600	25

Suspensoirs



Suspensoirs médicaux

- Utilisation thérapeutique
- Souple et entièrement réglable

Réf.	Unités/Boîte
1070811*	10



Suspensoir universel

Suspensoir pour la zone génitale masculine.

À souligner :

- Fabriqué en matériau élastique très résistant
- Efficace pour le soutien thérapeutique et prophylactique
- Disponible en plusieurs tailles

Réf.	Unités/Boîte
1070803*	10

* Voir annexe de références



Produits sanitaires et de protection

Produits à usage unique.





Gants

Gants d'examen jetables certifiés EPI (équipements de protection individuelle).

- Adaptés à la manipulation des aliments
- Non poudrés
- AQL 1.5



Gants en nitrile

Réf.	Taille	Unités/Pack	Unités/Boîte
9000000	XS	100	1000
9000001	S	100	1000
9000002	M	100	1000
9000003	L	100	1000
9000004	XL	100	1000



Gants en latex non poudrés

Réf.	Taille	Unités/Pack	Unités/Boîte
9000010	XS	100	1000
9000011	S	100	1000
9000012	M	100	1000
9000013	L	100	1000
9000014	XL	100	1000



Gants en vinyle non poudrés

Réf.	Taille	Unités/Pack	Unités/Boîte
9000020	XS	100	1000
9000021	S	100	1000
9000022	M	100	1000
9000023	L	100	1000
9000024	XL	100	1000



Masques

Masques jetables à élastiques ou lanières, 3 plis, couleur bleue.

Mode d'emploi



NOUVEAU

Dispomedic masques à lanières

- Type IIR
- Barrette nasale flexible pour un meilleur ajustement
- Résistant aux fluides
- Sans latex
- Efficacité de filtration bactérienne > 98 %

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
9000101	50	1000



Dispomedic masque à élastiques

- Type IIR
- Barrette nasale flexible pour un meilleur ajustement
- Résistant aux fluides
- Sans latex
- Efficacité de filtration bactérienne > 98 %

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
9000100	50	2000

Mascarillas FFP2



Dispomedic masque FFP2

- Masque de protection respiratoire
- Sans latex
- Barrette nasale intégrée réglable
- Emballage individuel

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
9000200	50	1500

Visières de protection



NOUVEAU

Écran facial avec anti-buée

- Pour prévenir les contaminations causées par les projections de liquides ou d'aérosols
- Le serre-tête est pourvu d'une base en mousse qui allège la pression
- Traitement anti-buée et antistatique

Dimensions : 33 x 22 ffl 0,5

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8880001	10	200

Bavoirs



Bavoirs jetables

Bavoir hygiénique et jetable pour adulte. Le bavoir pour adulte est composé de papier blanc absorbant et d'un film imperméable en PE.

La partie inférieure comprend un récupérateur pour une meilleure hygiène ainsi que des liens pour le nouer sur la nuque.

Dimensions :

36 x 66 + récupérateur de 10 cm

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8100000*	125	500



Bavoirs réutilisables

Bavoir réutilisable adulte deux couches. Fabriqué avec une couche TNT absorbante et un dos en PVC résistant au passage de liquides.

Caractéristiques :

- Dimensions : 46 x 92 cm
- Capacité d'absorption : 800 ml
- Résiste à plus de 150 lavages. Ne pas utiliser d'agents blanchissants

Réf.	Unités/Boîte
8100100	50

* Voir annexe de références



Seringues

Seringues 3 corps

- Fabriquées en polypropylène atoxique et non pyrogène et soumises à une stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Faciles à utiliser



Seringues cône luer

Réf.	Pointe	ml	Unités/Pack	Unités/Boîte
8500001	Luer	1 ml	100	3200
8500003	Luer	2,5 ml	100	3000
8500005	Luer	5 ml	100	2400
8500010	Luer	10 ml	100	1600
8500020	Luer	20 ml	50	800
8500050	Luer	50 ml	25	400



Seringues cône luer-lock

Réf.	Pointe	ml	Unités/Pack	Unités/Boîte
8501002	Luer Lock	2,5 ml	100	3000
8501005	Luer Lock	5 ml	100	2400
8501010	Luer Lock	10 ml	100	1600
8501020	Luer Lock	20 ml	50	800
8501050	Luer Lock	50 ml	25	400



Seringues cône cathéter

Réf.	Pointe	ml	Unités/Pack	Unités/Boîte
8501051	Cathéter	50 ml	25	400
8500100	Cathéter	100 ml	25	100

Robinet 3 voies et matériel de perfusion

Recommandés pour les perfusions intermittentes et l'administration de médicaments par voie intraveineuse.

Les équipements de perfusion sont atoxiques et non pyrogènes, grâce à une stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



Robinet trois voies

Robinet trois voies avec deux fermetures Luer femelles et une mâle pour le contrôle de deux ports de perfusion/drainage à l'aide d'un seul dispositif de ponction ou voie.

Caractéristiques :

- Résiste à la pression hydrostatique
- Corps en polycarbonate entièrement transparent
- Le produit convient aux lipides

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8400020	50	500



Kit de perfusion

Équipement d'administration de solutions ou de médicaments par voie parentérale.

Réf.	Type	Unités/Boîte
8400030	Avec filtre à air	200
8400031	Avec filtre à air et point d'injection en "Y"	200



Prolongateur avec robinet trois voies

Prolongateur avec robinet trois voies et deux fermetures Luer femelles et une mâle pour le contrôle de deux ports de perfusion/drainage au moyen d'un seul dispositif de ponction.

Caractéristiques :

- Résiste à la pression hydrostatique
- Le produit convient aux lipides

Réf.	Dim.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8400021	10cm	20	200
8400023	25cm	20	200
8400024	50cm	20	200
8400025	100cm	20	200



NOUVEAU

Luer lock rotatif avec rallonge.

Réf.	Longueur de la rallonge	Unités/Pack	Unités/Boîte
8400022	10cm	25	200
8400026	25cm	20	200
8400027	50cm	20	200
8400028	100cm	20	200



Incontinence et Urologie

NOUVEAU Alèses jetables

- Protège le patient des irritations et autres lésions cutanées
- Grande capacité d'absorption
- Répartition des liquides sur toute la surface
- Respirant



- Sans latex ni PVC
- Les liquides se distribuent sur l'ensemble de la surface selon un schéma

Dispomedic underpad

Réf.	Dimensions	Unités/Pack	Unités/Boîte
8880440	60x90cm	20	200
8880441	40x60cm	20	200
8880443	60x60cm	20	200

Dispomedic underpad plus

- Grammage plus important

Réf.	Dimensions	Unités/Pack	Unités/Boîte
8880442	60x90cm	20	160

NOUVEAU Medical Sheet



Medical sheet

Alèse pour table chirurgicale.

Réf.	Dimensions	Unités/Pack	Unités/Boîte
8880405	102x228cm	1	40
8880407	105x155cm	5	40

Medical sheet combo

Alèse pour table chirurgicale avec couvre-patient.

Réf.	Dimensions	Unités/Pack	Unités/Boîte
8880406	102x228cm	5	40





Urinomètre et Poches de rechange



Urinomètre

- Pour le drainage de l'urine pendant la chirurgie, la collecte d'urine et la mesure précise du volume d'urine
- Muni d'un clapet anti-retour et d'un port d'échantillonnage sans aiguille

Précision de mesure : ± 1 ml

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
7100010	1	10



Poches de rechange pour urinomètres

- Pour le stockage de l'urine issue de l'urinomètre lorsque celui-ci doit être vidé
- Avec support de fixation pour le robinet de vidange

Réf.	Typologie	Unités/Pack	Unités/Boîte
7100011	Non stérile	120	120
7100012	Stérile	1	60

Couverture non stérile





Tenues à usage unique

Tenues non stériles pour environnements sanitaires ou industriels requérant de bonnes pratiques de fabrication.

- Produits jetables, à usage unique
- Pour couverture corporelle complète
- Procurent confort et respirabilité



Blouse chirurgicale verte

- Taille unique
- Poignets élastiques réglables
- Liens d'ajustement au niveau du col et de la taille

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200410	10	200



Blouse de visiteur avec poignets élastiques, verte

- Taille unique
- Poignets élastiques réglables
- Liens d'ajustement au niveau du col et de la taille

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8201410	10	200



Blouse d'isolation avec poignets en tissu, bleue

- Taille unique
- Poignets réglables de 5 cm
- Liens d'ajustement au niveau du col et de la taille

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200450	10	100



Blouse d'isolation imperméable avec poignets en tissu, bleue

- Imperméable
- Taille unique
- Poignets réglables de 5 cm
- Liens d'ajustement au niveau du col et de la taille

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200402	10	100



Blouse de patient sans manches, bleue

- Taille unique
- Opaque
- Manches courtes
- Liens d'ajustement au niveau du col et de la taille

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200470	10	100



Blouse de patient à manches courtes, bleue

- Taille unique
- Opaque
- Sans manches
- Liens d'ajustement au niveau du col et de la taille

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200460	10	100



Blouse chirurgicale à fermeture avant, bleue

- Taille unique
- Respirante
- Poignets réglables de 5 cm
- Fermeture avant à velcro

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200400	10	100



Combinaison de protection 30 gr. blanche

- Fermeture zippée
- Capuche intégrée
- Élastiques réglables aux poignets et capuche

Réf.	Taille	Dimensions	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200500	S	158x54±2	1	50
8200501	M	162x56±2	1	50
8200502	L	162x56±2	1	50





Accessoires

Produits complémentaires qui recouvrent les extrémités ainsi que des parties spécifiques du corps.

Calots

- Équipement destiné à recouvrir intégralement les cheveux et éviter leur chute dans l'environnement
- Produit à USAGE UNIQUE
- Sans odeurs, respirant, hypoallergénique, antistatique et ignifuge



Calot pour femme type charlotte, pliage accordéon

- Taille unique
- Respirante

Réf.	Couleur	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200100	Bleu	100	1000
8200110	Vert	100	1000



Bonnet d'infirmière rond, vert

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8880010	100	2000



Bonnet de chirurgien avec attaches, vert

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8880015	100	2000

Calots PLUS

- Avec boîte distributrice
- Équipement destiné à recouvrir intégralement les cheveux et éviter leur chute dans l'environnement
- Produit à USAGE UNIQUE
- Sans odeurs, respirant, hypoallergénique, antistatique et ignifuge



Calot pour femme type charlotte plus, vert

- Élastique sur l'ensemble du périmètre de la surface
- Respirant

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8881010	250	1000



Bonnet de chirurgien plus avec attaches, vert

- Avec lanières à l'arrière pour un meilleur maintien
- Respirant

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8881015	150	600



Calot mixte à élastique plus, vert

- Respirant
- Avec élastique à l'arrière pour le maintien des cheveux longs

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8881018	250	1000



Calot scaphandrier plus, vert

- Calot à couverture intégrale
- Recouvre la tête et le cou
- Respirant

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8881021	250	1000



Surchaussures en tissu non tissé

- Taille unique
- Élastique côtelé pour un meilleur maintien
- Respirantes

Réf.	Couleur	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200210	verte	100	2000
8200200	bleu	100	2000



Couvre-chaussures, vert

- Taille unique
- Imperméables
- Élastique pour un meilleur maintien

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8204210	100	2000



Couvre-manches bleu

- Élastique pour un meilleur maintien

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200300	100	2000



Cache-barbe tissu non tissé, blanc

- Respirant
- Élastique côtelé

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8200600	100	1000



Kits patient

Kit patient Privé

Réf 8880203

- Blouse chirurgicale à poignets
- Calot pour femme type charlotte vert PLUS
- Culotte/slip
- Pantoufles jetables
- Trousse de toilette



Kit patient Chirurgie ambulatoire

Réf 8880201

- Blouse patient à bretelles PLUS
- Calot pour femme type charlotte vert PLUS
- Surchaussures
- Culotte/Slip



Kit patient Consultations

Réf 8880202

- Blouse patient à bretelles PLUS
- Calot pour femme type charlotte vert PLUS
- Surchaussures





**Produits
réutilisables,
Disposan-tech**

Produits développés avec des tissus intelligents et réutilisables, conçus principalement pour le secteur de la santé et de la gériatrie.



Couverture sanitaire

- Couverture spéciale pour bloc opératoire
- Convient à un usage sanitaire et domestique
- 3 dimensions

Réf.	Taille	Dimensions	Unités/Boîte
8880402	S	72x80 cm	5
8880401	M	100x145 cm	5
8880400	L	145x200 cm	5



Bavoir réutilisable PLUS

- Le mode d'attache évite les tiraillements au niveau du front et facilite sa fermeture et son ouverture
- Adaptable à deux dimensions

Réf.	Unités/Boîte
8100101	20



Alèse réutilisable

- Une seule pièce, évite les déchirures
- Niveau d'absorption uniforme sur l'ensemble de la surface

Réf.	Unités/Boîte
8880430	5



NOUVEAU

Uniformes réutilisables

- Vêtements ultra respirants, ne retiennent pas l'humidité
- Maintiennent la température normale du corps
- Respectueux de l'environnement, 100 % recyclables



Blouson chaud plus

- Blouson type bomber
- Fermeture à boutons pression
- Deux poches avant

Réf.	Taille	Unités/Boîte
8880700	XS	5
8880701	S	5
8880702	M	5
8880703	L	5
8880704	XL	5
8880705	XXL	5



Blouson chaud basique

- Blouson type bomber
- Fermeture à boutons pression
- Deux poches avant

Réf.	Taille	Unités/Boîte
8880710	XS	5
8880711	S	5
8880712	M	5
8880713	L	5
8880714	XL	5
8880715	XXL	5



Pantalon pyjama

- Vêtement fermé
- Col en V
- Trois poches avant

COULEUR :



Taille	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Unités/Boîte
XS	8880500	8880510	8880520	8880530	5
S	8880501	8880511	8880521	8880531	5
M	8880502	8880512	8880522	8880532	5
L	8880503	8880513	8880523	8880533	5
XL	8880504	8880514	8880524	8880534	5
2XL	8880505	8880515	8880525	8880535	5
3XL	8880506	8880516	8880526	8880536	5



Pantalon pyjama

- Unisexe, s'adapte au corps
- Avec cordon de réglage
- Poche latérale

COULEUR :



Taille	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Unités/Boîte
XS	8880600	8880610	8880620	8880630	5
S	8880601	8880611	8880621	8880631	5
M	8880602	8880612	8880622	8880632	5
L	8880603	8880613	8880623	8880633	5
XL	8880604	8880614	8880624	8880634	5
2XL	8880605	8880615	8880625	8880635	5
3XL	8880606	8880616	8880626	8880636	5

ANNEXE Produits, références, langues et emballage

Hygiène

Dispobaño Aloe Vera

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte	Comprimé
104	24	3600	OUI
2020104	24	1680	OUI
2020104F	24	960	NON

Dispobaño

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte	Comprimé
100R	24	3600	OUI
100S	24	1800	NON
100L	24	2400	OUI
2020100R	24	1680	OUI
2020100S	24	960	NON

Dispobaño Plus

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte	Comprimé
102	20	1200	NON
102B	20	2400	OUI
102E	20	2000	OUI

Dispofoam

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte	Comprimé
5403	20	2400	OUI
2025403	20	800	OUI

Dispofoam Aloe Vera

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte	Comprimé
5404A	20	2400	OUI
2025404A	20	800	OUI

Dispofoam One

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte	Comprimé
5412B	50	2000	OUI
5412D	50	500	NON
5412E	50	1000	OUI
5412H (MP)	50	2000	OUI

Dispofoam One Aloe Vera

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte	Comprimé
5405A	50	2000	OUI
5405B	50	500	NON

Disposin One

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Comprimido
5410D	50	2000	OUI
5410E	10	500	NON
5410F (MP)	50	2000	OUI

Antiseptie

Disposcrub C

Réf.	Cure-ongles	Distributeur de 30 unités	Unités/Boîte	Langues
30230	Sans	NON	100	Espagnol
30230B	Avec	NON	100	Espagnol
30230C	Sans	OUI	450	Espagnol
30230D	Avec	OUI	450	Espagnol
30230F	Avec	NON	100	Anglais
30230G	Sans	OUI	450	Anglais
30230H	Avec	OUI	450	Anglais

Dispomedic Scrub C Plus

Réf.	Cure-ongles	Distributeur de 30 unités	Unités/Boîte	Langues
30220	Sans	NON	100	Espagnol
30220B	Avec	NON	100	Espagnol
30220C	Sans	OUI	450	Espagnol
30220D	Avec	OUI	450	Espagnol

Dispoclorhex 4 Soap Scrub

Réf.	Contenu	Unités/Boîte	Langues
40400	500 ml avec pompe doseuse	20	Espagnol
40400B	500 ml avec pompe doseuse	20	Anglais
40400C	500 ml avec pompe doseuse	20	Portugais
40400D	500 ml avec pompe doseuse	20	Français
40410	1000 ml avec pompe doseuse	10	Espagnol
40410B	1000 ml avec pompe doseuse	10	Anglais
40410C	1000 ml avec pompe doseuse	10	Portugais
40410D	1000 ml avec pompe doseuse	10	Français

Dispomedic 0,8%

Réf.	Contenu	Unités/Boîte	Langues
40080	500 ml avec pompe doseuse	20	Espagnol
40080B	500 ml avec pompe doseuse	20	Anglais

Dispoclorhex 4 Soap Scrub (en dose unique)*

* Sous quantité minimale de commande.

Réf.	Contenu	Unités/Boîte	Langues
40420	Sachet de 20 ml	150	Espagnol
40420B	Sachet de 20 ml	150	Anglais

DispoPET

Réf.	Contenu	Unités/Boîte	Langues
40500	500 ml bouchon de protection	20	Espagnol
40500B	500 ml bouchon de protection	20	Anglais

Disposcrub Sponge C

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte	Langues
30330	1	120	Espagnol
30330B	1	120	Anglais
30330C	1	120	Portugais

Dispomedic Scrub Dry

Réf.	Cure-ongles	Distributeur de 30 unités	Unités/Boîte	Langues
30200	Sans	NON	100	Espagnol
30200B	Avec	NON	100	Espagnol
30200C	Sans	OUI	450	Espagnol
30200D	Avec	OUI	450	Espagnol
30200F	Avec	NON	100	Anglais
30200H	Avec	OUI	450	Anglais

Dispomedic P Scrub

Réf.	Cure-ongles	Distributeur de 30 unités	Unités/Boîte	Langues
30210	Sans	NON	100	Espagnol
30210B	Avec	NON	100	Espagnol
30210C	Sans	OUI	450	Espagnol
30210D	Avec	OUI	450	Espagnol
30210F	Avec	NON	100	Anglais
30210G	Sans	OUI	450	Anglais
30210H	Avec	OUI	450	Anglais

Soins infirmiers

Suspendoirs médicaux

Réf.	Taille	Dimensions	Unités/Boîte
1070814	T4	12,75x11,5cm	10
1070815	T5	13,75x12cm	10
1070816	T6	14,5x13cm	10
1070817	T7	15x13,5cm	10
1070818	T8	15,75x14,5cm	10
1070819	T9	16,5x15cm	10
1070820	T10	17,75x15,75cm	10
1070821	T11	18,5x16,75cm	10
1070822	T12	19,5x17,25cm	10

Suspendoir sportif

Réf.	Taille	Dimensions	Unités/Boîte
1070803	T3	71/78 cm	10
1070804	T4	79/86 cm	10
1070805	T5	87/96 cm	10
1070806	T6	71/78 cm	10

Dispositif médical

Bavoirs jetables

Réf.	Unités/Pack	Unités/Boîte
8100000	125	500
8100000E	125	1000
8100000G	50	1000

Consultez la disponibilité des produits



C.V. Médica, S.L. • C/Ponent, 1 – Pol. Ind. La Plana • 43424 Sarral, Tarragona SPAIN
Tel. +34 977 890 598 • info@cvmedica.com

www.cvmedica.com

Carte de visite

cvmédica®

Experts dans la fabrication
de solutions sanitaires



C.V. Médica, S.L. • C/Ponent, 1 – Pol. Ind. La Plana • 43424 Sarral, Tarragona SPAIN
Tel. +34 977 890 598 • info@cvmedica.com

www.cvmedica.com

