

## Rivestimento stecca Braun

### INDICAZIONI

Il **Rivestimento stecca Braun** serve come protezione della stecca Braun per evitare che le prominenze ossee causino ulcera da pressione.

### COMPOSIZIONE

Parte anteriore: Rete 100% poliestere e velluto.

Imbottitura interna: Ovatta sintetica 100% poliestere di grammatura superiore; antiallergica e antimuffa.

Parte posteriore: Rete 100% poliestere e velluto. Rinforzo laterale in schiuma poliuretanicca ad alta densità.



### MODALITÀ D'USO

- Rimuovere il prodotto dalla confezione.
- Aprire il rivestimento.
- Posizionare il rivestimento sulla stecca Braun regolandolo con il sistema velcro.

### CARATTERISTICHE

Materiale traspirante che può essere facilmente lavato. Tessuto fresco e confortevole. Aiuta a mantenere la postura ideale e impedire che le prominenze ossee causino ulcera da pressione. Molto facile da regolare. Un unico punto di regolazione tramite il sistema di velcro

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.  
Non usare il prodotto sulla pelle ferita.  
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

### CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.  
Scadenza: 5 anni.

**MISURE UNITÀ DI PRODOTTO**

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)
1040300	PICCOLO	85	54
1040305	MEDIO	95	54
1040310	GRANDE	105	54

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1040300	12 unità/scatola	80x40x43	4,8
1040305	12 unità/scatola	80x40x43	5,0
1040310	12 unità/scatola	95x45x45	6,4

TOLLERANZA DI PESO ±10%

**CONFORME A:**

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

