

Immobilizzatore per gomito

INDICAZIONI

L'**Immobilizzatore per gomito** è un dispositivo medico che viene utilizzato per immobilizzare l'articolazione del gomito e quindi mantenere il braccio esteso, impedendo la flessione quando richiesto dalle condizioni del paziente.

Viene posizionato direttamente sul braccio, a livello del gomito, un risultato sicuro e confortevole per il paziente.




COMPOSIZIONE

Prodotto composto da diversi strati: Parte interna: Struttura in legno. Parte esterna: Poliestere. Cinghie: Sistema in velcro.

MODALITÀ D'USO

- Posizionare l'immobilizzatore intorno al gomito.
- Fissarlo per mezzo delle due chiusure laterali che incorporano il sistema in velcro.



CARATTERISTICHE

Dispositivo facile e veloce da applicare. Realizzato in materiale traspirante e molto leggero. Regolabile mediante chiusure in velcro. Bordi arrotondati.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.

Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	LUNGHEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)
1060300	PICCOLO	14	14,5
1060300B	PICCOLO	14	25
1060310	GRANDE	19	19
1060310B	GRANDE	19	30

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)
1060300	24	21*15*15	0,536
1060300B	24	21*15*15	0,571
1060310	24	21*15*15	0,890
1060310B	24	21*15*15	0,900

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

