

## Supporto sonda-catetere

### INDICAZIONI

Il **Supporto sonda-catetere** è indicato per un fissaggio pratico ed efficace di sonde e cateteri agli arti.



### COMPOSIZIONE

Tessuto non tessuto  
 Poliestere 100% Velcro  
 Poliammide 100%  
 Gomma elastica Poliammide 100%

### MODALITÀ D'USO

- Chiudere il velcro di fissaggio.
- Inserire la sonda e chiudere il velcro a "chiave"

### CARATTERISTICHE

Progettato con una lunga fascia regolabile e un tessuto elastico per evitare l'effetto emostatico. Realizzato con uno speciale tessuto extra morbido che, combinato con un sistema di regolazione in velcro, fornisce un fissaggio sicuro a sonde o cateteri e previene lo spostamento degli stessi. Materiale traspirante. Lavabile a 40/60 °C.

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita. Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

### CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.  
 Scadenza: 5 anni.

### MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)
1070570	STANDARD	62	5

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1070570	30 unità/scatola	20x15x15	0,52

TOLLERANZA: PESO ±10%

### CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

