

Supporto sonda-catetere

INDICAZIONI

Il **Supporto sonda-catetere** è indicato per un fissaggio pratico ed efficace di sonde e cateteri agli arti.

COMPOSIZIONE

Tessuto non tessuto
Poliestere 100% Velcro
Poliammide 100%
Gomma elastica Poliammide 100%

MODALITÀ D'USO

- Chiudere il velcro di fissaggio.
- Inserire la sonda e chiudere il velcro a "chiave"



CARATTERISTICHE

Progettato con una lunga fascia regolabile e un tessuto elastico per evitare l'effetto emostatico. Realizzato con uno speciale tessuto extra morbido che, combinato con un sistema di regolazione in velcro, fornisce un fissaggio sicuro a sonde o cateteri e previene lo spostamento degli stessi. Materiale traspirante. Lavabile a 40/60 °C.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. Non usare il prodotto sulla pelle ferita.
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto.
Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	MODELLO	L (cm)	A (cm)
1070570	STANDARD	62	5

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1070570	30 unità/scatola	20x15x15	0,52

TOLLERANZA: PESO ±10%

CONFORME A:

- Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
- Classe I, non sterile (Allegato VIII del Regolamento 2017/745)
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivo medici n.:3689-PS

