

Portamonitor per telemetria

INDICAZIONI

Il **Portamonitor per telemetria** è adatto al trasporto di dispositivi di monitoraggio. È un sistema pratico e confortevole. Dimensioni standard.

COMPOSIZIONE

Tessuto non tessuto (TNT) 100% poliestere.

MODALITÀ D'USO

- Inserire il dispositivo di telemetria nel portamonitor.
- Posiziona il portamonitor nel modo più utile e comodo, usando le cinghie di sostegno regolabili con chiusura in velcro



CARATTERISTICHE

Realizzato con un tessuto speciale extra rinforzato per la massima resistenza. Le lunghe cinghie permettono una perfetta regolazione del portamonitor al corpo del paziente, mediante la chiusura in velcro. Dimensioni standard.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.
Non usare il prodotto sulla pelle ferita.
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	LUNGHEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	LUNGHEZZA CINGHIA (cm)
1070600	20	16	120

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1070600	25 unità/scatola	21x15x15	0,71

TOLLERANZA: ± 0.3 KG

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

