

## Portamonitor per telemetria

### INDICAZIONI

Il **Portamonitor per telemetria** è adatto al trasporto di dispositivi di monitoraggio. È un sistema pratico e confortevole. Dimensioni standard.

### COMPOSIZIONE

Tessuto non tessuto (TNT) 100% poliestere.

### MODALITÀ D'USO

- Inserire il dispositivo di telemetria nel portamonitor.
- Posiziona il portamonitor nel modo più utile e comodo, usando le cinghie di sostegno regolabili con chiusura in velcro



### CARATTERISTICHE

Realizzato con un tessuto speciale extra rinforzato per la massima resistenza. Le lunghe cinghie permettono una perfetta regolazione del portamonitor al corpo del paziente, mediante la chiusura in velcro. Dimensioni standard.

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.  
Non usare il prodotto sulla pelle ferita.  
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

### CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni.

### MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

RIFERIMENTO	LUNGHEZZA (cm)	LARGHEZZA (cm)	LUNGHEZZA CINGHIA (cm)
1070600	20	16	120

PRESENTAZIONE			
RIFERIMENTO	UNITÀ SCATOLA	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA (kg)*
1070600	25 unità/scatola	21x15x15	0,71

TOLLERANZA: ± 0.3 KG

### CONFORME A:

- Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici
- Classe I, non sterile (Allegato VIII del Regolamento 2017/745)
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivo medici n.:3689-PS

