

Siringhe Dispomedic

Siringa a 3 corpi luer/luer-lock

INDICAZIONI

La **Siringa a 3 corpi luer/luer-lock** è un dispositivo medico sterilizzato con ossido di etilene, monouso e apirogeno. Siringa a 3 pezzi con corpo, stantuffo e guarnizione. Il suo scopo è quello di aspirare e introdurre liquidi. Non adatta ad alta pressione né a farmaci citostatici.



COMPOSIZIONE

Il corpo della siringa e lo stantuffo sono fatti di polipropilene atossico e apirogeno. La guarnizione di tenuta con doppio anello scorrevole è in gomma sintetica. Tutto il materiale è privo di lattice e PVC.

CARATTERISTICHE

CORPO:

- Cono luer di precisione per garantire un collegamento sicuro dell'ago.
- Cono luer-lock di precisione per un collegamento sicuro di connettori e valvole.
- La posizione ideale del cono eccentrico assicura un maggiore comfort d'uso nell'iniezione e nel prelievo di fluidi e liquidi corporei.
- Il cilindro trasparente permette un dosaggio più facile e preciso, così come l'osservazione e l'eliminazione delle bolle d'aria.
- Scala chiara e precisa per un dosaggio accurato e facile. Tutte le siringhe hanno lettura extra.

STANTUFFO

- Lubrificante modificato che permette un avanzamento più fluido e regolare dello stantuffo, sia nel campionamento che nella somministrazione del farmaco.
- Design anatomico dello stantuffo per una facile manipolazione della siringa.
- Anello di sicurezza che impedisce allo stantuffo di scivolare accidentalmente fuori dal cilindro della siringa.
- Guarnizione di tenuta per una maggiore precisione.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Monouso.

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata.

Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato.

CONSERVAZIONE E DURATA

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Proteggere da umidità e fonti di calore.

Non conservare insieme a solventi organici o prodotti chimici.

Scadenza: 5 anni.

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO

Imballato in blister singolo con la descrizione del prodotto

PRESENTAZIONE					
RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	UNITÀ SCATOLA	VOLUME (ml)	MISURE SCATOLA (cm)	PESO SCATOLA* (kg)
8500003	Siringa a 3 corpi Cono Luer concentrico	3000 unità (30 dispenser)	2 + 0,5 ml	61x49x39	13,12
8500005	Siringa a 3 corpi Cono Luer concentrico	2400 unità (24 dispenser)	5 + 1 ml	61x49x39	14,41
8500010	Siringa a 3 corpi Cono Luer eccentrico	1600 unità (16 dispenser)	10 + 2 ml	61x49x39	15,54
8500020	Siringa a 3 corpi Cono Luer eccentrico	800 unità (16 dispenser)	20 + 2 ml	62x47x34	13,39
8500050	Siringa a 3 corpi Cono Luer eccentrico	400 unità (16 dispenser)	50 + 10 ml	61x49x39	15,05
8500051	Siringa a 3 corpi Cono catetere (alimentazione)	400 unità (16 dispenser)	50 + 10 ml	61x49x39	15,80
8500100	Siringa a 3 corpi Cono catetere con adattatore	100 unità (4 dispenser)	100 ml	56x33x32	6,48
8501002	Siringa a 3 corpi Cono Luer Lock	3000 unità (30 dispenser)	2 + 0,5 ml	61x49x39	13,49
8501005	Siringa a 3 corpi Cono Luer Lock	2400 unità (24 dispenser)	5 + 1 ml	61x49x39	14,76
8501010	Siringa a 3 corpi Cono Luer Lock	1600 unità (16 dispenser)	10 + 2 ml	61x49x39	15,52
8501020	Siringa a 3 corpi Cono Luer Lock	800 unità (16 dispenser)	20 + 2 ml	62x47x34	13,58
8501050	Siringa a 3 corpi Cono Luer Lock	400 unità (4 dispenser)	50 + 10 ml	61x49x39	15,14

*TOLLERANZE: Peso ± 0,5 kg

CONFORME A:

- Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 745/2017).
- Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001.
- Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS.

