



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

20
23

cvmédica®



Higiene



Antisepsia



Cuidados
enfermería



Productos
sanitarios

Índice



PRODUCTOS DE HIGIENE

Pág. 5

Esponjas	6
Esponjas jabonosas de fibra	6
Esponjas jabonosas de espuma	8
Esponjas de espuma sin jabón	9
Manoplas jabonosas	10
Manoplas húmedas	13
Toallitas húmedas	13
Higiene Personal	14

ANTISEPSIA

Pág. 15

Productos con clorhexidina	16
Cepillos quirúrgicos	16
Líquidos antisépticos	17
Esponjas para lavado antiséptico	18
Cepillos y soportes	19
Manoplas para lavado antiséptico de la piel sin agua	20



CUIDADOS ENFERMERÍA

Pág. 21

Inmovilización	22
Inmovilizadores de extremidades	22
Inmovilizador de mano y pediátrico	23
Inmovilizadores y cabestrillos	24
Protección y Antiescaras	28
Cojines antiescaras	29
Protector ocular y recubrimientos	30
Sujeciones	31
Cinturón para obstetricia	32
Suspensorios	32

PRODUCTOS SANITARIOS Y DE PROTECCIÓN

Pág. 33

Guantes de examen	34
Guantes desechables	35
Mascarillas	36
Mascarillas FFP2	37
Pantallas de protección	37
Baberos	38
Jeringas	39
Jeringas de 3 cuerpos	39
Llave de 3 vías y equipo de infusión	40
Cuidado de la Incontinencia y Urología	41
Empapadores desechables	41
Urinómetro y bolsas de recambio	42
Cobertura no estéril y accesorios	43
Vestuario no estéril	44
Vestuario de un solo uso	44
Accesorios	46
Gorros	46
Gorros PLUS	47
Kits paciente	49
Productos reutilizables Disposan-tech	50
Uniformes reutilizables	52
Juego de cama	53

ANEXO PRODUCTOS, REFERENCIAS, IDIOMAS Y EMBALAJES

Pág. 54

Consulte la disponibilidad de los productos



Somos una empresa española especializada en la fabricación y comercialización de material sanitario.

Aportamos soluciones en higiene, antisepsia, cuidados de enfermería, productos sanitarios y protección, dirigidas a profesionales de la salud, empresas y usuarios.

Iniciamos nuestra andadura con la fabricación de esponjas jabonosas y una línea de productos de enfermería, creciendo hasta llegar a más de 500 referencias, que nos han permitido posicionarnos dentro del ámbito hospitalario y geriátrico en más de 60 países alrededor del mundo.



Fundada en 1991

Más de **30 años** a tu servicio.



Amplio catálogo

Más de **500 referencias** de producto.



Fabricación

Más de **8.000m²** con líneas de fabricación altamente automatizadas.



Exportación

A más de **60 países** desde 1993.



Equipo

Diverso, plural y preparado con más de 14 nacionalidades.



Stock

Más de **5.000m²** repartidos en dos almacenes.



Políticas de empresa



Satisfacción

Satisfacer a los trabajadores y usuarios de los productos, mejorando su calidad y seguridad.



Compromiso

Afianzar y perpetuar relaciones con las partes interesadas, relevantes para el desarrollo de **CV Médica**.



Calidad

Cumplir estrictamente con todos los requisitos legales y regulatorios que atañen no solo a **CV Médica** como empresa, sino a sus productos.




Mejora continua

Lograr que todos los empleados se impliquen en mejorar la productividad, competitividad, calidad, prevención, gestión de activos y respeto por el medio ambiente.



Fiabilidad

Mantener la confianza de nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades de manera rápida y flexible.



Igualdad

Nuestra empresa está firmemente comprometida con el bienestar de nuestros empleados. Por ello, fomenta medidas como un plan de igualdad y planes de formación que favorecen un acceso igualitario a oportunidades y el mantenimiento de un clima de trabajo adecuado.



Certificados de calidad



ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de Calidad.

ISO 13485: 2016 Productos sanitarios. Sistemas de Gestión de Calidad.

ISO 22716: 2008 Productos Cosméticos. Buenas Prácticas de Fabricación.

Simbología



Para uso general



Apto para bebés



Movilidad reducida



Hospital



Hogar de ancianos



Deporte



Viaje



Uso industrial



Dermoprotector



Dermatológicamente testado



Aroma fresco



Sin ftalatos



Sin látex



Sin PVC



Con extracto de aloe vera



Productos de higiene

Gama completa de productos para la higiene personal. La formulación de los productos de esta gama respetan el pH neutro de la piel para ayudar a mantenerla en estado óptimo.



Esponjas

CV Médica fabrica dos tipos de esponjas: de fibra y espuma, ambas impregnadas con jabón seco pH neutro 5,5.

Esponjas jabonosas de fibra



Dispobaño Aloe Vera

Gramaje: 100g/m²

Dimensiones: 20x12cm

Con extracto de aloe vera.

Ref.	Uds./Pack
104*	24



Dispobaño

Gramaje: 100g/m²

Dimensiones: 20x12cm

Ref.	Uds./Pack
100*	24

Instrucciones de uso



Coger una esponja y humedecer ligeramente.



Presionar varias veces hasta que aparezca espuma.



Enjabonar y aclarar con agua.



No se recomienda sumergir la esponja en agua, ya que se pierde el jabón.



Dispobaño Plus

Gramaje: 150g/m²

Dimensiones: 20x12cm

Ref.	Uds./Pack
102*	20



Dispobaño Plus Compact

Gramaje: 170g/m²

Dimensiones: 20x12cm

Ref.	Uds./Pack
106D	10

* Ver anexo de referencias.



Esponjas jabonosas de espuma



Dispofoam

Densidad: 15Kg/m³

Dimensiones: 20x12cm

Ref.	Uds./Pack
5403*	20



Dispofoam Aloe Vera

Densidad: 15Kg/m³

Dimensiones: 20x12cm

Con extracto de **aloe vera** que hidrata y suaviza la piel.

Ref.	Uds./Pack
5404*	20



Dispofoam One

Densidad: 15Kg/m³

Dimensiones: 13x8x2.5cm

Ref.	Uds./Pack
5412*	50



Dispofoam One Aloe Vera

Densidad: 15Kg/m³

Dimensiones: 13x8x2.5cm

Con extracto de **aloe vera** que hidrata y suaviza la piel.

Ref.	Uds./Pack
5405*	50

Instrucciones de uso



Coger una esponja y humedecer ligeramente.



Presionar varias veces hasta que aparezca espuma.



Enjabonar y aclarar con agua.



No se recomienda sumergir la esponja en agua, ya que se pierde el jabón.



Dispofoam One Plus

Densidad: 15Kg/m³

Dimensiones: 13x10x2.5cm

Ref.	Uds./Pack
5408	50

Esponjas de espuma sin jabón



Disposin One Plus

Densidad: 15Kg/m³

Dimensiones: 13x10x2.5cm

Esponja sin jabón.

Ref.	Uds./Pack
5409	50



Disposin One

Densidad: 15Kg/m³

Dimensiones: 13x8x2.5cm

Esponja sin jabón.

Ref.	Uds./Pack
5410*	50

* Ver anexo de referencias.





Manoplas jabonosas

- Forma anatómica
- Tamaño único de 25x17cm
- Con tejido no tejido y de fibra
- Impregnadas con jabón seco pH neutro 5
- Resistentes y suaves para la piel



Dispoglove Aloe Vera

Dorso de fibra impregnada con jabón y anverso de tejido no tejido.

Con extracto de Aloe Vera.

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
308	20	800



Dispoglove Protect

Dorso de fibra impregnada con jabón , anverso de tejido no tejido y **con interior impermeable.**

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
300	20	800



Dispoglove

Dorso de fibra impregnada con jabón y anverso de tejido no tejido.

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
301	20	800

Instrucciones de uso



Humedecer ligeramente.



Enjabonar y aclarar con agua.

No se recomienda sumergir en agua, ya que se pierde el jabón.



Disposin Glove Plus

- Dorso y anverso de fibra
- Sin jabón

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
303	20	600



Dispoglove Plus

- Dorso de fibra impregnada con jabón y anverso de fibra

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
307	20	600



Dispoglove Wash

- Dorso de tejido no tejido impregnado con jabón y anverso con tejido no tejido.

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
309	50	2000



Instrucciones de uso



Humedecer ligeramente.



Enjabonar y aclarar con agua.

No se recomienda sumergir en agua, ya que se pierde el jabón.



Disposin Glove Wash

- Dorso y anverso de tejido no tejido
- Sin jabón

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
305C	50	2000



Disposin Glove Wash Protect

- Dorso y anverso de tejido no tejido con interior impermeable
- Sin jabón

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
304	50	2000



Manoplas húmedas

Manoplas húmedas con loción no jabonosa.

- Fabricadas en tejido no tejido
- Higiene completa sin agua
- Listas para usar
- Menos tiempo para la higiene personal
- Sin parabenos, látex ni fragancias
- Aptas para pieles sensibles



Glowet

- Su composición permite calentarla

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
408	8	288
412	12	288



Toallitas húmedas



NUEVO



Dispowipe Aloe

- Toallitas húmedas con loción no jabonosa.
- Tamaño 42uds: 34,5 x 20 cm
- Tamaño 80uds: 22,5 x 20 cm
- Tamaño 8uds: 30x20cm
- Listas para usar
- Seguras para pieles sensibles
- Enriquecido con Aloe Vera y con extracto de camomila

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
601	42	1050
602	80	1600
605	8	800

Higiene Personal

Cosméticos para una higiene corporal completa.
Cuatro productos para limpiar, hidratar y perfumar las pieles más delicadas.



MEJORA DE PRODUCTO

Dispobañ Gel-Champú 2 en 1

Gel de baño y ducha para higiene diaria.

Destacamos:

- Para todo tipo de pieles
- Indicado para cabello
- Contiene hidratante y agentes humectantes
- Sin perfumes ni colorantes

Ref.	Tamaño	Uds./Caja
700C	1000ml con bomba dosificadora	12



MEJORA DE PRODUCTO

Dispobañ Leche corporal con Aloe Vera

Leche corporal que suaviza, nutre e hidrata intensamente la piel.

Destacamos:

- Agentes emolientes e hidratantes, como extracto de aloe vera
- Apta para pieles sensibles y delicadas

Ref.	Tamaño	Uds./Caja
702C	1000ml con bomba dosificadora	12



MEJORA DE PRODUCTO

Dispobañ Agua de Colonia

Agua de colonia para higiene personal diaria.

Destacamos:

- Baja en alcohol
- Apta para pieles sensibles y delicadas

Ref.	Tamaño	Uds./Caja
701C	1000ml	12



Gel hidroalcohólico

- Excelente tolerancia con la piel (dermatológicamente testado)
- Gracias a sus emolientes previene la sequedad y cuida la piel
- Incoloro, sin siliconas, ni látex. No deja residuos, no mancha
- Ayuda a evitar la transmisión de microorganismos, con una amplia eficacia bactericida EN1276

Ref.	Tamaño	Uds./Caja
40600	500ml con bomba dosificadora	20





Antisepsia

Productos para desinfectar adecuadamente las manos y la piel de los profesionales sanitarios, los pacientes y los residentes.

Productos con clorhexidina

Cepillos quirúrgicos



Disposcrub C

Dimensiones:

80x50x37 mm. + 2.5 mm.

Ingrediente activo:

Con digluconato de clorhexidina 4%.

Ref.	Uds./Caja
30230*	100

Disponible con/sin Limpiaúñas .



Dispomedic Scrub C Plus

Dimensiones:

80x50x37 mm. + 2.5 mm.

Ingrediente activo:

Con digluconato de clorhexidina 0.8%.

Ref.	Uds./Caja
30220*	100

Disponible con/sin Limpiaúñas.

Líquidos antisépticos

Productos para desinfectar adecuadamente las manos y la piel de los profesionales sanitarios, los pacientes y los residentes.



Dispoclorhex 4 Soap Scrub

Función:

Desinfección de piel sana.
Bactericida y levuricida/fungicida.

Ingrediente activo:

Con digluconato de clorhexidina al 4%.

Ref.	Contenido
40400*	500ml* con bomba dosificadora



Dispomedic Soap 0,8%

Función:

Desinfección de piel sana.
Bactericida y levuricida/fungicida.

Ingrediente activo:

Con digluconato de clorhexidina al 0,8%.

Ref.	Contenido
40080*	500ml con bomba dosificadora



DispoPET

Uso: Veterinario

Función:

Bactericida y levuricida/fungicida.
Desinfección de piel sana.

Ingrediente activo:

Con digluconato de clorhexidina al 1%
Solución acuosa coloreada.

Ref.	Contenido
40500*	500ml con tapón obturador



Dispoyod Povidona yodada 10%

Función:

Fungicida y bactericida /levuricida.

Ingrediente activo:

Solución 10% Povidona yodada.

Ref.	Contenido	Uds./Caja
DPY0050	50ml	96
DPY0125	125ml	12
DPY0500	500ml	12
DPY1000	1000ml	8



Dispomedic solución jabonosa 7,5%

Función:

Fungicida y bactericida /levuricida.

Ingrediente activo:

Jabón 7,5% Povidona yodada.

Ref.	Contenido	Uds./Caja
DPM0500	500ml con bomba dosificadora	12
DPM1000	1000ml con bomba dosificadora	8

* Ver anexo de referencias.



Esponjas para lavado antiséptico

Producto para el lavado antiséptico de la piel.



Disposcrub Sponge C

Dimensiones:

100x100x25 mm.

Ingrediente activo:

Jabón de digluconato de clorhexidina 4%.

Ref.	Uds./Caja
30330*	120



Dispomedic Sponge C Plus

Dimensiones:

100x100x25 mm.

Ingrediente activo:

20ml de jabón de digluconato de clorhexidina 0,8%.

Ref.	Uds./Caja
30320	120

Cepillos y soportes

Cepillo para limpieza de manos y uñas del personal técnico-sanitario.



Dispomedic Scrub Dry

■ Esterilizado con óxido de etileno

Dimensiones:

80x50x37 mm.

Ref.	Uds./Caja
30200*	100



Dispomedic P Scrub

Dimensiones:

80x50x37 mm.

Ingrediente activo:

20ml de jabón de yodopovidona 7,5%.

Ref.	Uds./Caja
30210*	100



Soportes metálicos

- Soporte metálico para cepillos o dispensador de cepillos
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304
- Fácil de limpiar y apto para salas de operaciones

Ref.	Soporte para	Dimensiones	Uds./Caja
30007	Caja dispensadora 30 uds.	13x13x16 cm.	1
30009	Cepillos 15 uds.	17,4x13x60 cm.	1

* Ver anexo de referencias.

Manoplas para lavado antiséptico de la piel sin agua



Glowet dispoclorth

Manopla con clorhexidina acuosa al 2% incolora.

Uso:

- Ayuda a reducir las bacterias que causan infecciones cutáneas
- Recomendado para el baño pre-operatorio y la higiene completa de pacientes encamados o con movilidad reducida
- Tamaño único de 25x17 cm
- Forma anatómica

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
40010	6	240
40011	8	288



Cuidados enfermería

Productos que ofrecen la funcionalidad necesaria, con una eficiencia inmejorable para el profesional sanitario y el máximo confort para el usuario.



Inmovilización

Inmovilizadores de extremidades

Para pacientes inquietos que corren el riesgo de interrumpir el tratamiento, causarse lesiones o poner en peligro la integridad de la zona afectada. Con un diseño anatómico adaptable a muñecas y tobillos, incluye un sistema de cierre para ajustar el inmovilizador a la extremidad con tiras que pueden atarse a la cama.



Inmovilizador de extremidades con orificio

Material: Tejido no tejido con interior de espuma.

Color: Blanco.

Destacamos:

- Fijación fuerte a través de orificio



Ref.	Uds./Caja
1090303	80



Inmovilizador de extremidades de apertura rápida

Material: Tejido no tejido con interior de espuma.

Destacamos:

- Con cierre de velcro para una apertura rápida

Ref.	Uds./Caja
1090110	60



Inmovilizador de extremidades seguridad

Material: Tejido no tejido con interior de espuma.

Destacamos:

- Con cierre de velcro y anilla para mayor seguridad

Ref.	Uds./Caja
1090100	80



Inmovilizador de extremidades confort de seguridad

Material: Interior de algodón y exterior de material acolchado.

Destacamos:

- Cierre de velcro y anilla para mayor seguridad

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1000202	L	60
1000405	S	60

Inmovilizador de mano y pediátrico



Inmovilizador con protección de mano

Material: Malla transpirable para el reverso de la mano y tejido suave y acolchado para la palma.

Destacamos:

- Recomendado para cirugía de manos e inmovilización de pacientes
- Ofrece separación para los dedos y la mejor postura para la mano y su inmovilización

Ref.	Uds./Caja
1090300	16



Inmovilizador de extremidades pediátrico - neonatal

- Material acolchado muy suave para la piel, con cierre de velcro

Ref.	Uds./Caja
1090150	120

Inmovilizador de codo para niños

Material: Exterior de tejido no tejido, interior con depresor de madera.

Destacamos:

- Cómodo, ligero y transpirable
- Ajustable con cierres de velcro



Ref.	Tallas	Uds./Caja
1060310	M	24
1060300	S	24



Inmovilizadores y cabestrillos

Inmovilizador de brazo y hombro: fija el brazo y el hombro con una tira torácica ajustable.

El gran tamaño de la bolsa para el antebrazo sostiene la muñeca e incluye una tira para el pulgar que maximiza el confort. Puede utilizarse como cabestrillo.



Inmovilizador de hombro gris

Material: Material acolchado con apoya dedos y tiras ajustables para mayor confort.

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1000720	XL	10
1000721	L	10
1000722	M	10
1000723	S	10
1000724	XS	10



Inmovilizador de hombro azul

Material: Material de tejido no tejido, ligero y transpirable con tiras acolchadas para mayor confort.

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1012915	XL	20
1012925	L	20
1012935	M	20
1012945	S	20
1012955	XS	20

Cabestrillo: sostiene el brazo del paciente, ya sea fracturado o con lesiones menores en fase de recuperación.



Inmovilizador de hombro malla

Material: Material transpirable y tiras ajustables de tejido no tejido.

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1012825	L	10
1012835	M	10
1012845	S	10



Inmovilizador cuello/puño

Material: Fabricado con un material ligero y transpirable.
Ajuste con sistema velcro.

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1000710	Adulto	30
1000709	Pedriátrico	30

Inmovilizador de clavícula: sostiene el hombro en una posición correcta para recuperarse de una lesión de clavícula.



Inmovilizador de clavícula

Material: Correas de axilas acolchadas y ajuste de 4 puntos para un mayor confort.

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1000705	L	10
1000706	M	10
1000707	S	10
1000711	XS	10



Faja abdominal

Sujeción abdominal post-operatoria.

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1070310	L	10
1070300	M	10



Soporte moldeable

Indicado para inmovilizar y proteger las zonas de punción de los pacientes.

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1060130	L	30
1060125	M	30
1060120	S	30
1060100	XS	30



MEJORA DE PRODUCTO

Cinturón de sujeción perineal

Cinturón de sujeción perineal transpirable para una perfecta sujeción en silla.

Ref.	Uds./Caja
1070210	12
1070200	12



Chaleco de sujeción normal

Material transpirable ligero y muy resistente.

Destacamos:

- Sujeción eficiente y segura

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1015670	L	10
1015660	M	10
1015650	S	10



Cinturón de sujeción abdominal

Cinturón abdominal de espuma para sujeción en cama o silla.

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1070150	L	12
1070100	M	12





Protección y Antiescaras

Elementos protectores para evitar la aparición de escaras en pacientes que deban someterse a periodos prolongados de inmovilización o con movilidad reducida.



Protector codo-talón confort

Destacamos:

- Máximo confort por su relleno de espuma y revestimiento de algodón

Ref.	Uds./Caja
1000610	60



Protector talón-pie

Destacamos:

- Protección completa del pie, protege el talón, con material de tejido no tejido y fibra
- Transpirable

Ref.	Uds./Caja
1080250	20



Protector codo-talón

Destacamos:

- Su relleno de fibra de poliéster distribuye uniformemente la presión protegiendo la articulación

Ref.	Características	Uds./Caja
1080200	Estándar	36
1080210	Reforzado	36



Protector codo-talón abierto

Destacamos:

- El revestimiento de baja resistencia a la fricción dificulta la descolocación del protector

Ref.	Dimensiones	Uds./Caja
1080290	Corto	40
1080280	Largo	20

Cojines antiescaras



Cojín antiescaras punteado

El cojín punteado antiescaras es utilizado para prevenir escaras en pacientes que deben permanecer mucho tiempo en una silla.

Destacamos:

- Fabricado en algodón y fibra siliconada. Cómodo y transpirable

Ref.	Dimensiones	Uds./Bolsa
5020100	48x48cm	1



Cojín antiescaras

Cojín cubierto de fibra suave sintética para prevenir escaras en pacientes que deben permanecer mucho tiempo sentados.

Disponible en diferentes formas que se adaptan a las necesidades del paciente o el tipo de silla.

Destacamos:

- Fabricado en algodón y fibra siliconada. Cómodo y transpirable

Ref.	Características / dimensiones	Uds./Bolsa
5010001	Herradura (44x44 cm)	1
5010003	Anillo (Ø 49 cm)	1



Protector ocular y recubrimientos



Protector ocular

Protección ocular para fototerapia a fin de prevenir posibles lesiones en pacientes pediátricos y recién nacidos.

Destacamos:

- Adaptable al perímetro craneal y altura de la cabeza

Ref.	Tallas / perímetro craneal	Uds./Caja
1029150	M 32-37cm	25
1029100	S 30-35cm	25
1029050	XS 25-30cm	25



Protector ocular con sujeción trasera

Protección ocular para fototerapia a fin de prevenir posibles lesiones en pacientes pediátricos y recién nacidos, con sujeción trasera.

Destacamos:

- Adaptable al perímetro craneal y altura de la cabeza

Ref.	Tallas / perímetro craneal	Uds./Caja
1029220	L 35-41cm	25
1029200	M 36-40cm	25
1029250	S 28-35cm	25



Recubrimiento férula Braun

Recubrimiento confortable y transpirable para acolchar la férula de Braun.

Destacamos:

- Interior de fibra

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1040350	XL 122x68 cm	12
1040310	L 105x54 cm	12
1040305	M 95x54cm	12
1000321	M 95x54 cm	12
1040300	S 85x54 cm	12



Recubrimiento para mesa quirúrgica

Destacamos:

- Transpirable, confortable y absorbente de fluidos

Ref.	Tallas	Uds./Caja
1040920	L	10
1040910	M	10
1040900	S	30

Sujeciones

Elementos de sujeción para satisfacer las necesidades de una manera eficiente y funcional.



Soporte sonda-catéter

Este soporte está indicado para la sujeción práctica y eficaz de sondas y catéteres a las extremidades.

Destacamos:

- Práctico y fácil de utilizar

Ref.	Uds./Caja
1070570	30



Portamonitor de telemetría

Adecuado para el transporte de dispositivos de telemetría y monitores. Sistema práctico y cómodo.

Destacamos:

- Medidas estándar

Ref.	Uds./Caja
1070600	25





Cinturón para obstetricia

BELTY es una nueva generación de cinturones de sujeción para los transductores fetales. Son de un solo uso e higiénicos, previniendo así las infecciones nosocomiales. Ayuda a disminuir la carga de trabajo del profesional sanitario, garantiza la señal de la frecuencia cardíaca fetal y mejora la experiencia y comodidad de las madres.

Cinturones para obstetricia Belty

Belty ayuda a brindar una atención de excelencia y facilita el trabajo al profesional sanitario.

Destacamos:

- Ofrecen confort y comodidad para la madre
- Evitan marcas y lesiones
- Son aptos para la monitorización en el agua
- Permiten pegar y despegar el cierre; y recolocar el transductor
- Compatibilidad de uso con cualquier transductor en el mercado
- Ayuda a reducir los costes de manipulación, limpieza y optimiza los tiempos del personal
- Incrementa la seguridad de las madres y de los profesionales sanitarios
- Previene las IRAS (Infecciones Relacionadas con el Ámbito Sanitario)



Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
1070400	50	200
1070400B	50	200

Suspensorios



Suspensorio médico

- Uso terapéutico.
- Suave y totalmente ajustable

Ref.	Uds./Caja
1070811*	10



Suspensorio universal

Suspensorio para la zona genital masculina.

Destacamos:

- Fabricado con material elástico altamente resistente
- Eficaz para sujeción terapéutica y profiláctica
- Disponible en varias tallas

Ref.	Uds./Caja
1070803*	10

* Ver anexo de referencias.



Productos sanitarios y de protección

Productos de un solo uso.



Guantes de examen

Guantes de examen desechables certificados como equipos de protección individual (EPIs).

- Aptos para la manipulación de alimentos
- Sin polvo
- AQL 1.5



Guantes de nitrilo

Ref.	Talla	Pcs./Pack	Uds./Caja
9000000	XS	100	1000
9000001	S	100	1000
9000002	M	100	1000
9000003	L	100	1000
9000004	XL	100	1000



Guantes de látex sin polvo

Ref.	Talla	Pcs./Pack	Uds./Caja
9000010	XS	100	1000
9000011	S	100	1000
9000012	M	100	1000
9000013	L	100	1000
9000014	XL	100	1000



Guantes de vinilo sin polvo

Ref.	Talla	Pcs./Pack	Uds./Caja
9000020	XS	100	1000
9000021	S	100	1000
9000022	M	100	1000
9000023	L	100	1000
9000024	XL	100	1000



Guantes desechables

Certificados como equipos de protección individual.



NUEVO



Guantes de nitrilo azul de alto gramaje

Ref.	Talla	Pcs./Pack	Uds./Caja
BS0102017	S	100	1000
BS0102018	M	100	1000
BS0102019	L	100	1000
BS0102020	XL	100	1000

NUEVO



Guantes de nitrilo negro de alto gramaje

Ref.	Talla	Pcs./Pack	Uds./Caja
BS0102057	S	100	1000
BS0102058	M	100	1000
BS0102059	L	100	1000
BS0102060	XL	100	1000



Mascarillas

Mascarillas desechables con con goma elástica o cintas, 3 capas, color azul.



NUEVO

Dispomedic mascarillas con cintas

- Tipo IIR
- Pinza nasal moldeable para mejor ajuste
- Resistente a fluidos
- Libre de látex
- Eficacia de filtración bacteriana >98%

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
9000101	50	1000

Dispomedic mascarilla con goma elástica

- Tipo IIR
- Pinza nasal moldeable para mejor ajuste
- Resistente a fluidos
- Libre de látex
- Eficacia de filtración bacteriana >98%

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
9000100	50	2000



Dispomedic mascarilla infantil

- Pinza nasal moldeable para mejor ajuste
- Libre de látex
- Respiración confortable
- Eficacia de filtración bacteriana >95%
- Envasada individualmente

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
9000110	50	2000

Instrucciones de uso



Mascarillas FFP2



Dispomedic mascarilla FFP2

- Mascarilla de protección respiratoria
- Libre de látex
- Pinza nasal integrada ajustable
- Envasada individualmente

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
9000200	50	1500

Pantallas de protección



NUEVO

Pantalla de protección facial

- Para prevenir contaminaciones provocadas por salpicaduras de líquidos o aerosoles
- La diadema posee una base de espuma que alivia la presión
- Lleva un tratamiento anti vaho y antiestático

Dimensiones: 33x22 ± 0,5

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8880001	10	200

LÁTEX



Baberos



Baberos desechables

Babero higiénico y desechable para adultos. El babero para adultos está hecho de papel blanco absorbente y una película impermeable de PE.

En la parte inferior incluye un bolsillo recogedor para una mejor higiene y cintas para anudarlo a la parte posterior del cuello.

Dimensiones

36x66+bolsillo de 10cm

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8100000*	125	500



Baberos reutilizables

Babero Reutilizable Adulto de dos capas. Fabricado con una capa TNT absorbente y reverso de PVC resistente al paso de líquidos.

Destacamos:

- Tamaño: 46x92 cm
- Capacidad de absorción: 800ml
- Aguanta más de 150 lavados. No utilizar blanqueadores

Ref.	Uds./Caja
8100100	50

* Ver anexo de referencias.



Jeringas

Jeringas de 3 cuerpos

- Fabricadas con polipropileno atóxico y apirogénico y sometidas a esterilización con óxido de etileno
- Fáciles de utilizar



Jeringas cono luer

Ref.	Punta	ml	Uds./Pack	Uds./Caja
8500001	Luer	1 ml	100	3200
8500003	Luer	2,5 ml	100	3000
8500005	Luer	5 ml	100	2400
8500010	Luer	10 ml	100	1600
8500020	Luer	20 ml	50	800
8500050	Luer	50 ml	25	400



Jeringas cono luer-lock

Ref.	Punta	ml	Uds./Pack	Uds./Caja
8501002	Luer Lock	2,5 ml	100	3000
8501005	Luer Lock	5 ml	100	2400
8501010	Luer Lock	10 ml	100	1600
8501020	Luer Lock	20 ml	50	800
8501050	Luer Lock	50 ml	25	400



Jeringas cono catéter

Ref.	Punta	ml	Uds./Pack	Uds./Caja
8501051	Catéter	50 ml	25	400
8500100	Catéter	100 ml	25	100

Llave de 3 vías y equipo de infusión

Los equipos de infusión son atóxicos y apirógenos al ser esterilizados con óxido de etileno.

Recomendados para infusión intermitente y administración de medicamentos intravenosos.



Llave de tres vías

Llave de tres vías con dos cierres luer hembra y uno macho para controlar dos puertos de infusión/drenaje mediante un único dispositivo de punción o vía.

Destacamos:

- Resistente a la presión hidrostática
- Cuerpo de policarbonato totalmente transparente
- El producto es apto para lípidos

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8400020	50	500



Alargadera con llave de tres vías

Alargadera con llave de tres vías y dos cierres luer hembra y uno macho para controlar dos puertos de infusión/drenaje por medio de un dispositivo de punción único.

Destacamos:

- Resistente a la presión hidrostática
- El producto es adecuado para lípidos

Ref.	Dim.	Uds./Pack	Uds./Caja
8400021	10 cm	20	200
8400023	25 cm	20	200
8400024	50 cm	20	200
8400025	100 cm	20	200



Set de infusión

Equipo de administración de soluciones o fármacos por vía parenteral.

Ref.	Tipo	Uds./Caja
8400030	Con filtro de aire	200
8400031	Con filtro de aire y punto de inyección en "Y"	200



Cuidado de la Incontinencia y Urología

NUEVO

Empapadores desechables

- Previene al paciente de irritaciones u otros daños a nivel cutáneo
- Alta capacidad de absorción
- Distribución por toda la superficie de los líquidos
- Transpirable
- Libre de Látex y PVC
- Con patrón para que los líquidos se distribuyan en toda la superficie



Empapador absorbente desechable

Ref.	Medidas	Uds./Pack	Uds./Caja	Gramaje
8880440	60x90cm	20	200	45
8880441	40x60cm	20	200	45
8880443	60x60cm	20	200	45

Empapador absorbente desechable PLUS

- Mayor gramaje

Ref.	Medidas	Uds./Pack	Uds./Caja	Gramaje
8880442	60x90cm	20	160	65





Urinómetro y bolsas de recambio



NUEVO

Urinómetro

- Para el drenaje de orina durante la cirugía, la recolección de orina y la medición precisa del volumen de orina
- Tiene válvula de retención y puerto de muestreo sin aguja

Precisión de medición: ± 1 ml

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
7100010	1	10



NUEVO

Bolsas de recambio de urinómetros

- Para el almacenamiento de la orina del urinómetro cuando éste precisa ser vaciado
- Dispone de un soporte de sujeción para el grifo de vaciado

Ref.	Tipología	Uds./Pack	Uds./Caja
7100011	No estéril	1	120
7100012	Estéril	1	60



**Cobertura
no estéril y
accesorios**



Vestuario no estéril

- Productos desechables, de un solo uso
- Para cobertura corporal completa
- Brindan comodidad y transpirabilidad

NUEVO Vestuario de un solo uso

Vestuario no estéril para ambientes sanitarios e industriales que requieran de buenas prácticas de fabricación.



Bata de aislamiento verde

- Talla única
- Puños con goma ajustables
- Ajuste con cintas en cuello y cintura

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8200410	10	200



Bata de aislamiento plus, verde

- Talla única
- Puños de goma ajustables
- Ajuste con cintas en cuello y cintura

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8201410	10	200



Bata de aislamiento con puños, azul

- Talla única
- Puños ajustables de 5 cm
- Ajuste con cintas en cuello y cintura

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8200450	10	200



Bata de aislamiento impermeable con puños, azul

- Impermeable
- Talla única
- Puños ajustables de 5 cm
- Ajuste con cintas en cuello y cintura

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8200402	10	100



Bata paciente manga corta plus, azul

- Talla única
- Opaca
- Manga corta
- Ajuste con cintas en cuello y cintura

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8200470	10	100



Bata paciente con tirantes plus, azul

- Talla única
- Opaca
- Sin mangas
- Ajuste con cintas en cuello y cintura

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8200460	10	100



Bata de aislamiento con cierre delantero, azul

- Talla única
- Transpirable
- Puños ajustables de 5 cm
- Cierre delantero con velcros

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8200400	10	100



Mono de protección 30 gr. blanco

- Cierre con cremallera
- Capucha integrada
- Gomas ajustables en puños y capucha

Ref.	Talla	Dimensiones	Uds./Pack	Uds./Caja
8200500	S	158x54±2	1	50
8200501	M	162x56±2	1	50
8200502	L	162x56±2	1	50





Accesorios

Productos complementarios para el vestuario que brindan cobertura a extremidades y secciones específicas del cuerpo.

Gorros

- Equipo para cubrir completamente el cabello y evitar su caída en el ambiente
- Producto de UN SOLO USO
- Sin olores, transpirable, hipoalergénico, anti-estático e ignífugo



Gorro femenino tipo boina, plegado acordeón

- Talla única
- Transpirable

Ref.	Color	Uds./Pack	Uds./Caja
8200100	Azul	100	1000
8200110	Verde	100	1000



NUEVO

Gorro femenino tipo boina, verde

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8880010	100	2000



NUEVO

Gorro masculino con cintas, verde

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8880015	100	2000

NUEVO

Gorros PLUS

- Con caja dispensadora
- Equipo para cubrir completamente el cabello y evitar su caída en el ambiente
- Producto de UN SOLO USO.
- Sin olores, transpirable, hipoalergénico, anti-estático e ignífugo



Gorro femenino tipo boina plus, verde

- Con elástico en todo el perímetro de la superficie
- Transpirable

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8881010	250	1000



Gorro masculino con cintas plus, verde

- Con cintas en la parte trasera para mejor sujeción
- Transpirable

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8881015	150	600



Gorro mixto con elástico plus, verde

- Transpirable
- Con goma trasera para la sujeción del cabello largo

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8881018	250	1000



Gorro tipo escafandra plus, verde

- Gorro de cobertura integral
- Recubre cabeza y cuello
- Transpirable

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8881021	250	1000





Cubrezapatos de tejido sin tejer

- Talla única
- Elástico ribeteada para mejor sujeción
- Transpirables

Ref.	Color	Uds./Pack	Uds./Caja
8200210	verde	100	2000
8200200	azul	100	2000



Cubre zapatos polietileno

- Talla única
- Impermeables
- Elástico para mejor sujeción

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8204210	100	2000

Cubre mangas azul

- Con elástico para una mejor sujeción

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8200300	100	2000

Cubrebarbas de tejido sin tejer, blanco

- Transpirable
- Goma ribeteado

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8200600	100	1000





Kits paciente

Próximamente en catálogo



Kit paciente Privado

- Bata aislamiento con puños
- Gorro femenino tipo boina verde PLUS
- Braga/Slip
- Zapatillas desechables
- Neceser





Kit paciente Cirugía ambulatoria

- Bata paciente tirantes PLUS
- Gorro femenino tipo boina verde PLUS
- Cubre zapatos
- Braga/Slip



Kit paciente Consultas

- Bata paciente tirantes PLUS
- Gorro femenino tipo boina verde PLUS
- Cubre zapatos





**Productos
reutilizables,
Disposan-tech**

Productos desarrollados con tejidos inteligentes y reutilizables, diseñados principalmente para el sector sanitario y geriátrico.



NUEVO

Manta sanitaria

- Manta de abrigo especial para zonas de quirófano
- Apta para uso sanitario y doméstico
- 3 medidas

Ref.	Talla	Dimensiones	Uds./Caja
8880402	S	72x80 cm	5
8880401	M	100x145 cm	5
8880400	L	145x200 cm	5



NUEVO

Babero reutilizable PLUS

- El modo de sujeción evita los tirones desde el frente y facilita su cierre y apertura
- Adaptable a dos medidas

Ref.	Uds./Caja
8100101	20



NUEVO

Travesero - Empapador reutilizable

- Una sola pieza, evita roturas
- Nivel de absorción uniforme en toda la superficie

Ref.	Uds./Caja
8880430	5



NUEVO

Uniformes reutilizables

- Prendas con alta transpirabilidad, no retienen la humedad
- Mantienen la temperatura normal del cuerpo.
- Responsable con el medio ambiente, 100% reciclable



Chaqueta de frío plus

- Chaqueta tipo bomber
- Cierre con botones de presión
- Con dos bolsillos delanteros

Ref.	Talla
8880700	XS
8880701	S
8880702	M
8880703	L
8880704	XL



Casaca pijama

- Prenda cerrada
- Cuello en V
- Con tres bolsillos delanteros

COLOR:



Talla	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Uds./Caja
XS	8880500	8880510	8880520	8880530	5
S	8880501	8880511	8880521	8880531	5
M	8880502	8880512	8880522	8880532	5
L	8880503	8880513	8880523	8880533	5
XL	8880504	8880514	8880524	8880534	5



Pantalón pijama

- Unisex, adaptable al cuerpo
- Con cordón ajustable
- Bolsillo lateral

COLOR:



Talla	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.	Uds./Caja
XS	8880600	8880610	8880620	8880630	5
S	8880601	8880611	8880621	8880631	5
M	8880602	8880612	8880622	8880632	5
L	8880603	8880613	8880623	8880633	5
XL	8880604	8880614	8880624	8880634	5

En CV Médica trabajamos constantemente en ofrecer **soluciones innovadoras** a nuestros clientes. La gama de productos reutilizables Disposan-tech, proporcionan, gracias a sus tejidos, un alto nivel de seguridad ayudando a reducir riesgos de infecciones antibacterianas. Además, ofrecen propiedades hipoalergénicas y antiestáticas contribuyendo al medio ambiente, al ser productos que se pueden reutilizar.

**Disponible
próximamente**

Juego de cama

Productos textiles para uso en centros sanitarios y residenciales.

- 100% reciclable
- Mantiene la temperatura natural del cuerpo y provee alta transpirabilidad



Sabana bajera

- Permite el uso de lejía, cloro o cualquier otro detergente
- Con elástico ajustable
- 140x250cm

Ref.

8880410



Sabana encimera

- Permite el uso de lejía, cloro o cualquier otro detergente
- 160x280cm

Ref.

8880415



Funda almohada

- Permite el uso de lejía, cloro o cualquier otro detergente
- 110x44cm

Ref.

8880420



Colcha

- 50% polyester y 50% algodón
- De suave tacto

Ref.

8880425

ANEXO Productos, referencias, idiomas y embalajes

Higiene

Dispobaño Aloe Vera

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Comprimido
104	24	3600	SI
2020104	24	1680	SI
2020104F	24	960	NO

Dispobaño

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Comprimido
100R	24	3600	SI
100S	24	1800	NO
100L	24	2400	SI
2020100R	24	1680	SI
2020100S	24	960	NO

Dispobaño Plus

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Comprimido
102	20	1200	NO
102B	20	2400	SI
102E	20	2000	SI

Dispofoam

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Comprimido
5403	20	2400	SI
2025403	20	800	SI

Dispofoam Aloe Vera

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Comprimido
5404A	20	2400	SI
2025404A	20	800	SI

Dispofoam One

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Comprimido
5412*	50	1000	NO
5412B	50	2000	SI
5412D	50	500	NO
5412E	50	1000	SI
5412H (MP)	50	2000	SI
5412I (MP)*	50	1000	NO

Dispofoam One Aloe Vera

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Comprimido
5405A	50	2000	SI
5405B	50	500	NO
5405C*	50	1000	NO

Disposin One

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Comprimido
5410 (MP)*	50	1000	NO
5410C*	50	1000	NO
5410D	50	2000	SI
5410E	10	500	NO
5410F (MP)	50	2000	SI

* Referencias individuales disponibles también en bolsas de 1000 uds.

Antisepsia

Disposcrub C

Ref.	Limpiaúñas	Dispensador de 30 uds.	Uds./Caja	Idiomas
30230	Sin	NO	100	Español
30230B	Con	NO	100	Español
30230C	Sin	SI	450	Español
30230D	Con	SI	450	Español
30230F	Con	NO	100	Inglés
30230G	Sin	SI	450	Inglés
30230H	Con	SI	450	Inglés

Dispomedic Scrub C Plus

Ref.	Limpiaúñas	Dispensador de 30 uds.	Uds./Caja	Idiomas
30220	Sin	NO	100	Español
30220B	Con	NO	100	Español
30220C	Sin	SI	450	Español
30220D	Con	SI	450	Español

Dispoclorhex 4 Soap Scrub

Ref.	Contenido	Uds./Caja	Idiomas
40400	500 ml con bomba dosificadora	20	Español
40400B	500 ml con bomba dosificadora	20	Inglés
40400C	500 ml con bomba dosificadora	20	Portugués
40400D	500 ml con bomba dosificadora	20	Francés
40410	1000 ml con bomba dosificadora	10	Español
40410B	1000 ml con bomba dosificadora	10	Inglés
40410C	1000 ml con bomba dosificadora	10	Portugués
40410D	1000 ml con bomba dosificadora	10	Francés

Dispomedic al 0,8%

Ref.	Contenido	Uds./Caja	Idiomas
40080	500 ml con bomba dosificadora	20	Español
40080B	500 ml con bomba dosificadora	20	Inglés

Dispoclorhex 4 Soap Scrub (sobres monodosis)

Ref.	Contenido	Uds./Caja	Idiomas
40420	Sobre de 20 ml	150	Español
40420B	Sobre de 20 ml	150	Inglés

DispoPET

Ref.	Contenido	Uds./Caja	Idiomas
40500	500 ml tapón obturador	20	Español
40500B	500 ml tapón obturador	20	Inglés

Disposcrub Sponge C

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja	Idiomas
30330	1	120	Español
30330B	1	120	Inglés
30330C	1	120	Portugués

Dispomedic Scrub Dry

Ref.	Limpiaúñas	Dispensador de 30 uds.	Uds./Caja	Idiomas
30200	Sin	NO	100	Español
30200B	Con	NO	100	Español
30200C	Sin	SI	450	Español
30200D	Con	SI	450	Español
30200E	Sin	NO	100	Inglés
30200F	Con	NO	100	Inglés
30200H	Con	SI	450	Inglés

Dispomedic P Scrub

Ref.	Limpiaúñas	Dispensador de 30 uds.	Uds./Caja	Idiomas
30210	Sin	NO	100	Español
30210B	Con	NO	100	Español
30210C	Sin	SI	450	Español
30210D	Con	SI	450	Español
30210F	Con	NO	100	Inglés
30210G	Sin	SI	450	Inglés
30210H	Con	SI	450	Inglés

Cuidados enfermería

Suspensorio médico

Ref.	Talla	Dimensiones	Uds./Caja
1070814	T4	12,75x11,5cm	10
1070815	T5	13,75x12cm	10
1070816	T6	14,5x13cm	10
1070817	T7	15x13,5cm	10
1070818	T8	15,75x14,5cm	10
1070819	T9	16,5x15cm	10
1070820	T10	17,75x15,75cm	10
1070821	T11	18,5x16,75cm	10
1070822	T12	19,5x17,25cm	10

Suspensorio universal

Ref.	Talla	Dimensiones	Uds./Caja
1070803	T3	71/78 cm	10
1070804	T4	79/86 cm	10
1070805	T5	87/96 cm	10
1070806	T6	71/78 cm	10

Producto sanitario

Baberos desechables

Ref.	Uds./Pack	Uds./Caja
8100000	125	500
8100000E	125	1000
8100000G	50	1000

Consulte la disponibilidad de los productos

Tarjeta de presentación

Expertos en la fabricación de
soluciones sanitarias



cvmédica®

C.V. Médica, S.L. • C/Ponent, 1 – Pol. Ind. La Plana • 43424 Sarral, Tarragona SPAIN
Tel. +34 977 890 598 • info@cvmedica.com

www.cvmedica.com