

Bata PP cierre delantero 25 gr. azul

Producto desechable, de un solo uso, indicado para ambientes sanitarios o industriales que requieran de buenas prácticas de fabricación.

Consta de cierres delanteros con velcro que facilitan su colocación y otorgan libertad de movimientos.

Los puños tienen elástico ribeteado.

Cómoda y transpirable. No estéril.



Composición

Polipileno100%. Gramaje: 25 gr./m²

Advertencias y Recomendaciones

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

Desechar después de su uso.

Almacenamiento y vida útil

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. Caducidad: 5 años.

REFERENCIA	COLOR	LARGO X ANCHO * (cm)	TALLA	EAN
8200400	azul	113x 68 ± 5	unitalla	28427835110395

(*) Largo: distancia del hombro al bajo de la bata. Ancho: distancia entre axilas

PRESENTACIÓN

UNIDADES BOLSA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
10 Uds.	100 Uds. (10 Bolsas)	48x28x31 ±1	5,5 ± 0,5

Cumple con:

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de Productos Sanitarios. Clase I, no estéril (anexo II + anexo III).
- Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a Equipos de Protección Individual. Cat I (anexo I).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.