

Bata aislamiento impermeable con puños

Producto desechable, de un solo uso, indicado para prevenir contaminaciones entre pacientes y personal sanitario.

Bata color azul, consta de puños de tejido elástico, para una mejor protección. El sistema de atadura por la espalda, mediante cintas a la altura del cuello y la cintura, otorga comodidad y libertad de movimientos. Material transpirable. No estéril. Resistente al polvo y repelente al agua. Libre de látex.

Composición

TST+ PE. Gramaje: 40 gr./m²

Advertencias y Recomendaciones

El uso por más de un usuario puede provocar una infección cruzada.

Desechar después de su uso.

Almacenamiento y vida útil

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. Caducidad: 5 años.



REFERENCIA	COLOR	LARGO X ANCHO	TALLA	EANS
8200402	azul	120 x 140 ± 2 cm	única	UC 842783511312
				UV 2842783511316

PRESENTACIÓN

UNIDADES BOLSA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
10 Uds.	100 Uds. (10 Bolsas)	54x26x32 ±1	7,1 ± 0,2

Presentación en máquina dispensadora: 1 bolsa de una unidad

Cumple con:

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de Productos Sanitarios. Clase I, no estéril (anexo II + anexo III).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.

