

Bata visita PP 20 gr. verde

Producto desechable, de un solo uso indicado para ambientes sanitarios o industriales que requieran de buenas prácticas de fabricación.

Bata de manga larga con puños ajustables con gomas. Sujeción posterior con cintas a la altura del cuello y la cintura. Cómoda y transpirable.

Talla única. No estéril. No contiene látex.

Composición

TST: Polipropileno 100%.

Gramaje: 20g/m²

Advertencias y Recomendaciones

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

Desechar después de su uso.

Almacenamiento y vida útil

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. Caducidad: 5 años.



REFERENCIA	COLOR	LARGO X ANCHO * (cm)	TALLA	EAN
8200410	verde	110 x 65 ±5	unitalla	28427835110401

(*) Largo: distancia del hombro al bajo de la bata. Ancho: distancia entre axilas.

PRESENTACIÓN

REFERENCIA	UDS. BOLSA	UDS. CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
8200410	10 Uds.	100 Uds. (10 Bolsas)	45x26x30 ±1	4,4 ± 0,5

Cumple con:

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de Productos Sanitarios. Clase I, no estéril (anexo II + anexo III).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.

