

# Bata aislamiento con puños

Producto desechable, de un solo uso, indicado prevenir contaminaciones entre pacientes y personal sanitario.

Consta de puños de tejido elástico, para una mejor protección.

El sistema de atadura por la espalda, mediante cintas a la altura del cuello y la cintura, otorga comodidad y libertad de movimientos.

Transpirable. No estéril.



### Composición

TST. Gramaje: 40 gr./m<sup>2</sup>

### Advertencias y Recomendaciones

El uso por más de un usuario puede provocar una infección cruzada.

Desechar después de su uso.

### Almacenamiento y vida útil

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. Caducidad: 5 años.

REFERENCIA	COLOR	LARGO X ANCHO	TALLA	EAN
8200450	azul marino	115 x 140 ± 2 cm	única	UC 8427835111329
				UV 28427835111323

### PRESENTACIÓN

UNIDADES BOLSA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
10 Uds.	100 Uds. (10 Bolsas)	40x30x30 ±1	4,1±0,2

### Cumple con:

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de Productos Sanitarios. Clase I, no estéril (anexo II + anexo III).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.

