

Bata paciente tirantes azul

Producto desechable, de un solo uso, indicado prevenir contaminaciones entre pacientes y personal sanitario.

El sistema de atadura por la espalda mediante cintas a la altura del cuello y la cintura otorga comodidad y libertad de movimientos.

Material transpirable. No estéril.

Composición

TST. Gramaje: 40 gr/m²

Advertencias y Recomendaciones

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada.

Desechar después de su uso.

Almacenamiento y vida útil

Almacenar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz solar. Caducidad: 5 años.



REFERENCIA	COLOR	LARGO X ANCHO	TALLA	EANS
8200460	azul marino opaco	110 x 140 ± 2 cm	única	UC 8427835111305 UV 28427835111309

PRESENTACIÓN

UNIDADES BOLSA	UNIDADES CAJA	MEDIDAS CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)
10 Uds.	100 Uds. (10 Bolsas)	54x26x30 ±1	6,4 ±0,2

Cumple con:

- Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de Productos Sanitarios. Clase I, no estéril (anexo II + anexo III).
- Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001.

